## Conectores CPC para tubos con conector Lue


533060


533065

- De polipropileno
- Compatibles con conexión Luer o Luer Lock
- Conecte un racor macho y un racor hembra para unir dos tubos

### Conector con boquilla Luer macho

| Ref. | Para tubos Ø int. (mm) | € |
|---|---|---|
| 533057 | 1,6 | NC - |
| 533058 | 2,4 | NC - |
| 533059 | 3,2 | NC - |
| 533060 | 4 | NC - |
| 533061 | 4,8 | NC - |

### Conector con boquilla Luer hembra

| Ref. | Para tubos Ø int. (mm) | € |
|---|---|---|
| 533062 | 1,6 | NC - |
| 533063 | 2,4 | NC - |
| 533064 | 3,2 | NC - |
| 533065 | 4 | NC - |
| 533066 | 4,8 | NC - |
| 533120 | 6,4 | NC - |

## Racores rectos CPC para tubos


533067

- De polipropileno

| Ref. | Para tubos Ø int. (mm) | € |
|---|---|---|
| 533067 | 1,6 | NC - |
| 533068 | 2,4 | NC - |
| 533069 | 3,2 | NC - |
| 533070 | 4 | NC - |
| 533071 | 4,8 | NC - |
| 533072 | 6,35 | NC - |
| 533073 | 9,5 | NC - |

## Racores rectos para tubos

BRAND




| Ref. | Para tubos Ø int. (mm) | Materiales | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|
| 781897 | 5 - 17 | PP | 10 | NC - |
| 042390 | 3 - 5 | PP | 10 | NC - |
| 042388 | 6 - 10 | PP | 10 | NC - |
| 042389 | 9 - 13 | PP | 10 | NC - |

## Racores reductores para tubos

BRAND




| Ref. | Para tubos Ø int. (mm) | Materiales | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|
| 781998 | 8 - 10 / 11 - 14 | HDPE | 10 | NC - |
| 781999 | 12 - 14 / 18 - 20,5 | HDPE | 10 | NC - |
| 781753 | 3 - 5 / 6 - 10 | PP | 10 | NC - |
| 782001 | 6 - 10 / 9 - 13 | PP | 10 | NC - |

## Conectores rápidos de PE



| Ref. | Para tubos Ø int. (mm) | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| 391219 | 4 - 6 | 100 | NC - |
| 391220 | 6 - 8 | 100 | NC - |
| 391221 | 8 - 10 | 100 | NC - |
| 391222 | 10 - 12 | 100 | NC - |
| 391223 | 12 - 14 | 100 | NC - |
| 391224 | 14 - 16 | 100 | NC - |

## Juego de 72 empalmes




Juego de 72 empalmes de polipropileno autoclavables de todo tipo, colocados en una caja de poliestireno transparente.

**Incluye:**

+ 10 racores rectos de diámetro idéntico (ø : 3,2 ; 4,8 ; 6,4 ; 9,5 ; 12,7 mm) ;
+ 12 empalmes en T y 12 empalmes Y (ø : 3,2, 4,8, 6,4, 7,9, 9,5, 12,7 mm) ;
+ 12 empalmes rectos de diámetros diferentes (ø : 4,8 - 6,4 ; 4,8 - 9,5 ; 4,8 - 12,7 ; 6,4 - 9,5 ; 6,4 - 12,7 ; 9,5 - 12,7 mm) ;
+ 6 empalmes Quick Disconnect (3,2 - 6,4 ; 6,4 - 9,5 ; 9,5 -12,7 mm) ;
+ 24 tapones Stopper tamaño 0 a 10 (altura 25 mm).

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 045460 | Juego de 72 empalmes | NC - |