Racores rectos CPC para tubos

- Las boquillas macho y hembra del mismo tipo, pueden conectarse sea cual sea el diámetro del tubo
- Modelos con o sin válvula de cierre, que permiten cortar el flujo cuando se desconectan


533015


533008


533027


533026


533050

Tipo		PMC	PLC	APC	PMC 12	PLC 12
Ø abertura int. (mm)		3,2	6,4		3,2	6,4
Materiales	Cuerpo	Acetal			Polipropileno	
	Botón	Acero inox.		Acetal	Acero inox.	
	Ressort	Acero inox.				
	Junta	Buna-N			EPDM	
Temperatura de uso (°C)		- 40 a + 82			0 a +71	
Color		Blanco / acero inox.		Blanco / gris	Beige / acero inox.	


533023

		Boquilla macho				Boquilla hembra			
		Sin válvula		Con válvula		Sin válvula		Con válvula	
Para tubos Ø int. (mm)	Tipo	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
1,6	PMC	533005	NC -	533033	NC -	533001	NC -	533029	NC -
3,2	PMC	533006	NC -	533034	NC -	533002	NC -	533030	NC -
4,8	PMC	533007	NC -	533035	NC -	533003	NC -	533031	NC -
6,4	PMC	533008	NC -	533036	NC -	533004	NC -	533032	NC -
6,4	PLC	533018	NC -	533046	NC -	533015	NC -	533043	NC -
7,9	PLC	533019	NC -	533047	NC -	533016	NC -	533044	NC -
9,5	PLC	533020	NC -	533048	NC -	533017	NC -	533045	NC -
6,4	APC	533027	NC -	533055	NC -	533025	NC -	533053	NC -
9,5	APC	533028	NC -	533056	NC -	533026	NC -	533054	NC -
1,6	PMC 12	533012	NC -	533040	NC -	533009	NC -	533037	NC -
3,2	PMC 12	533013	NC -	533041	NC -	533010	NC -	533038	NC -
6,4	PMC 12	533014	NC -	533042	NC -	533011	NC -	533039	NC -
6,4	PLC 12	533023	NC -	533051	NC -	533021	NC -	533049	NC -
9,5	PLC 12	533024	NC -	533052	NC -	533022	NC -	533050	NC -

Racores de 3 vías de PP


- Extremos rectos

Racores en forma de T

Ref.	Para tubos Ø int. (mm)	€
391164	3,3 - 3,6	NC -
391165	4,5 - 5,4	NC -
391166	6,9 - 7,6	NC -
391167	8,7 - 9,5	NC -
391168	10,7 - 11,5	NC -
391169	12,7 -13,7	NC -
391170	14,7 - 15,6	NC -

Racores en forma de Y


Ref.	Para tubos Ø int. (mm)	€
391171	3,2 / 4	NC -
391172	4,7 / 5,7	NC -
391173	6,6 / 7,6	NC -
391174	8,9 / 9,9	NC -
391175	10,5 / 11,6	NC -
391176	12,8 / 13,7	NC -
391177	14,7 / 15,7	NC -



Racores de 3 vías para tubos

BRAND

Para tubos Ø int. (mm)	Materiales	Unid./ caja	Tipo Y Ref.	Tipo Y €/ caja	Tipo T Ref.	Tipo T €/ caja
3	PP	20	042385	NC -	042574	NC -
4 - 5	PP	20	782004	NC -	782005	NC -
6 - 7	PP	20	042386	NC -	782006	NC -
8 - 9	PP	20	042387	NC -	782007	NC -
10 - 11	PP	20	042391	NC -	782008	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB