Kit de válvulas y conectores para empalmes Luer




+ info en nuestras WEB

Kit que contiene una amplia gama de válvulas y conectores para sistemas de flujo de líquidos.

Ref.	Descripción	€
W14011	Kit de válvulas para conexión Luer	**NC -**

Kit de conexión Luer para tubos



Kit que contiene una amplia gama de conectores Luer para tubos de 1,6 /2,4 y 3,2 mm de diámetro interno.

- Conectores de polipropileno autoclavables
- Válvulas de policarbonato y polietileno, no autoclavables

Ref.	Descripción	€
W504954	Kit de conexión de polipropileno	**NC -**
W504955	Kit de 250 conexiones Luer de nylon	**NC -**


Grifos



Grifos de 2 ó 3 vías, El polietileno tiene una excelente resistencia química,
El PDVF es autoclavable y soporta temperaturas de hasta +204°C, Presión máxima : 34,3 kPa (5 psi),

Ref.	Material	Número de vías	Dimensiones	Para tubo de ø interior (mm)	€
086621	PTFE	2	ø 2 mm	6 a 9,5	**NC -**
086622	PTFE	2	ø 4 mm	6 a 9,5	**NC -**
086623	PTFE	3	ø 2 mm	6 a 9,5	**NC -**
086624	PTFE	3	ø 4 mm	6 a 9,5	**NC -**
086625	PE	2	Long, 70 mm	9,5	**NC -**
086626	PE	2	Long, 98 mm	12,7	**NC -**
086629	PVDF	3	ø 8 mm	10	**NC -**

Grifos



- Material: polipropileno y polietileno de alta densidad
- Para líquidos y gases de baja presión (presión de flujo 0,5 bar) o vacío ligero
- Cuerpo y llave de manipulación fácil y sin lubricantes
- Paso rectilíneo del flujo

Ref.	Diámetro ext. (mm)	Diámetro interior (mm)	€ 10 unid.
391234	8	4,9	**NC -**
391235	10	7	**NC -**
391236	13	10,9	**NC -**
391237	16	12,7	**NC -**