Jeringas y agujas Terumo

- Jeringas Terumo de polipropileno de un solo uso
- Fabricado con altos estándares de calidad
- Estériles con punta Luer o Luer Lock
- Envasado en blíster individual :
  - jeringas estándar: esterilizadas con óxido de etileno
  - jeringas especiales: esterilizadas por haz de electrones



Jeringas 3 piezas Terumo

Ref.	Volumen (ml)	Aguja	Tipo	Punta	Punta excentrada	Unid./ caja	€/ caja
050828*	1	No	Tuberculina	LT	No	100	NC -
050829	3	No	-	LT	No	100	NC -
050831	5	No	-	LT	No	100	NC -
050836	5	G 21 1 1/2	-	LT	No	100	NC -
050840	10	G 21 1 1/2	-	LT	No	100	NC -
050830	3	No	-	LL	No	100	NC -
050833	20	No	-	LT	Sí	50	NC -
050011B	30	No	-	LT	Sí	25	NC -
050012	50	No	-	LT	Sí	25	NC -
050017	50	No	-	LL	No	25	NC -
050013	50	No	Catéter	-	No	25	NC -

* Pistón especial de bajo volumen muerto

Jeringas de 3 piezas esterilizadas por haz de electrones

Ref.	Volumen (ml)	Aguja	Punta	Punta excentrada	Unid./ caja	€/ caja
050131	5	No	LL	No	100	NC -
050132	10	No	LL	No	100	NC -

Agujas Terumo Agani

- De acero inoxidable
- Punta biselada triple
- Lubricación con silicona



Ref.	Calibre	Ø x An (mm)	Tipo de bisel	Código Color	Ref. Terumo	Unid./ caja	€/ caja
050176	G 30	0,3 x 13	Estándar: 11 °	Amarillo	8AN3013R1	100	NC -
050174	G 27	0,4 x 16	Estándar: 11 °	Gris	8AN2716R1	100	NC -
050100B	G 27	0,4 x 19	Estándar: 11 °	Gris	8AN2719R1	100	NC -
050101B	G 26	0,45 x 13	Estándar: 11 °	Marrón	8AN2613R1	100	NC -
050150B	G 26	0,45 x 23	Estándar: 11 °	Marrón	8AN2623R1	100	NC -
050102B	G 25	0,5 x 16	Estándar: 11 °	Naranja	8AN2516R1	100	NC -
050139B	G 25	0,5 x 25	Estándar: 11 °	Naranja	8AN2525R1	100	NC -
050173	G 24	0,55 x 25	Estándar: 11 °	Morado	8AN2425R1	100	NC -
050162B	G 23	0,6 x 16	Estándar: 11 °	Azul	8AN2316R1	100	NC -
050103B	G 23	0,6 x 25	Estándar: 11 °	Azul	8AN2325R1	100	NC -
050152B	G 23	0,6 x 32	Estándar: 11 °	Azul	8AN2332R1	100	NC -
050104B	G 22	0,7 x 32	Estándar: 11 °	Negro	8AN2232R1	100	NC -
050105B	G 22	0,7 x 38	Estándar: 11 °	Negro	8AN2238R1	100	NC -

Ref.	Calibre	Ø x An (mm)	Tipo de bisel	Código Color	Ref. Terumo	Unid./ caja	€/ caja
050116B	G 21	0,8 x 16	Estándar: 11 °	Verde	8AN2116R1	100	NC -
050106B	G 21	0,8 x 25	Estándar: 11 °	Verde	8AN2125R1	100	NC -
050107B	G 21	0,8 x 38	Estándar: 11 °	Verde	8AN2138R1	100	NC -
050110C	G 21	0,8 x 50	Estándar: 11 °	Verde	8AN2150R1	100	NC -
050108B	G 20	0,9 x 25	Estándar: 11 °	Amarillo	8AN2025R1	100	NC -
050109B	G 20	0,9 x 38	Estándar: 11 °	Amarillo	8AN2038R1	100	NC -
050121B	G 19	1,1 x 25	Estándar: 11 °	Crema	8AN1925R1	100	NC -
050175	G 19	1,1 x 38	Corto : 17 °	Crema	8AN1938S1	100	NC -
050122B	G 19	1,1 x 38	Estándar: 11 °	Crema	8AN1938R1	100	NC -
050862	G 19	1,1 x 50	Estándar: 11 °	Crema	8AN1950R1	100	NC -
050129B	G 18	1,2 x 38	Corto : 17 °	Rosa	8AN1838S1	100	NC -
050123B	G 18	1,2 x 38	Estándar: 11 °	Rosa	8AN1838R1	100	NC -

Agujas de seguridad Agani Safety

Ref.	Código Color	Calibre	Ø (mm)	l (mm)	Unid./ caja	€/ caja
050842	Rosa	18G	1,2	25	100	NC -
050843	Rosa	18G	1,2	38	100	NC -
050844	Beige	19G	1,1	25	100	NC -
050845	Beige	19G	1,1	38	100	NC -
050846	Amarillo	20G	0,9	25	100	NC -
050847	Amarillo	20G	0,9	38	100	NC -
050848	Verde	21G	0,8	25	100	NC -
050849	Verde	21G	0,8	38	100	NC -
050850	Negro	22G	0,7	25	100	NC -
050851	Negro	22G	0,7	38	100	NC -
050852	Azul	23G	0,65	25	100	NC -
050853	Azul	23G	0,65	38	100	NC -
050854	Naranja	25G	0,5	16	100	NC -
050855	Naranja	25G	0,5	25	100	NC -
050856	Naranja	25G	0,5	38	100	NC -
050857	Marrón	26G	0,45	9	100	NC -
050859	Gris	27G	0,4	13	100	NC -
050860	Amarillo	30G	0,3	13	100	NC -



- Agujas estériles con tapón de seguridad
- Compatibles con punta Luer Slip o Luer Lock
- Reduce el riesgo de lesiones accidentales por pinchazo de aguja
- SAL : 10^{-6} (óxido de etileno)
- Bisel estándar 11°

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB

Los consumibles comercializados por El Grupo DUTSCHER están destinados a su uso en aplicaciones in vitro, para laboratorios de investigación, control y análisis.