Agujas de seguridad Eclipse

- Agujas estériles (óxido de etileno) de acero inoxidable, sin látex
- Ergonómica, con tapón protector de la aguja
- Compatible con Luer y Luer Lock
- Clic audible que indica el bloqueo de las jeringas y clic que indica la activación de la seguridad
- Indicador visual de seguridad

Ref.	Color	Calibre	Longitud (mm)	ø int. (mm)	ø ext. (mm)	€/caja de 100
302437	Rosa	18	38	0,84	1,2	NC -
305888	Amarillo	20	38	0,63	0,9	NC -
305895	Verde	21	40	0,49	0,81	NC -
305887	Negro	22	30	0,39	0,71	NC -
305892	Azul	23	25	0,36	0,63	NC -
305886	Azul	23	30	0,36	0,63	NC -
305760	Naranja	25	16	0,24	0,5	NC -
305891	Naranja	25	25	0,24	0,5	NC -
305770	Gris	27	13	0,19	0,4	NC -
305889	Gris	27	19	0,19	0,4	NC -
302436	Gris	27	38	0,19	0,4	NC -
305771	Amarillo	30	13	0,14	0,3	NC -



Jeringas Emerald™ 2, 5, 10 ml

- Jeringa de 3 piezas: cuerpo + pistón + junta del pistón
- Estanqueidad incluso a alta presión, de conformidad con la norma ISO 7886-1, anexo D
- Cilindro transparente para un control perfecto de la inyección
- El revestimiento especial de silicona garantiza un movimiento suave y uniforme del pistón
- Con o sin aguja BD Microlance™
- Jeringa y aguja en un solo envase
- Conos Luer simple conformes a la norma ISO 594-1
- 30% menos de material utilizado en la fabricación, para un nivel de calidad equivalente
- Fabricada con materiales no tóxicos (sin látex, PVC ni DEHP)

GoGREEN



Jeringas con aguja montada

Ref.	Vol. (ml)	Cono de la jeringa	Grado (ml)	Aguja			Unid./ caja	€/ caja
				Calibre	Largo (pulgadas)	Largo (mm)		
307740	2	Centrada	0,1	23	1	25,4	100	NC -
307741	2	Centrada	0,1	23	1 1/4	31,75	100	NC -
307732	5	Centrada	0,2	21	1 1/2	38	100	NC -
307733	5	Centrada	0,2	22	1 1/4	31,75	100	NC -
307735	5	Centrada	0,2	23	1 1/4	31,75	100	NC -
307737	10	Centrada	0,2	21	1 1/2	38	100	NC -
307738	10	Centrada	0,2	22	1 1/4	31,75	100	NC -

Jeringas sin aguja

Ref.	Vol. (ml)	Cono de jeringa	Grado (ml)	Vol. muerto (ml)	Unid./ caja	€/ caja
307727	2	Centrada	0,1	0,07	100	NC -
302986	3	Luer centrada	0,1	0,07	100	NC -
307731	5	Centrada	0,2	0,075	100	NC -
307736	10	Centrada	0,2	0,10	100	NC -

Jeringas desechables de 3 piezas

- Jeringas de polipropileno, sin látex
- Graduación negra
- Esterilizadas con óxido de etileno, envasadas individualmente
- Con o sin aguja

Ref.	Tipo	Vol. (ml)	Graduación	Punta	Aguja	Unid./ caja	€
390982	Tuberculina	20	1 - 20 ml	Luer excentrada	-	50	NC -
390983	Tuberculina	50	1 / 50 / 60 ml	Luer excentrada	-	30	NC -
390984B	Insulina	1 (100 UI)	2 UI - 100 UI	Luer centrada	26 G 1/2	100	NC -
390985	Tuberculina	2,5	0,1 / 2,5 / 3 ml	Luer centrada	22 G 1 1/4	100	NC -
390986	Tuberculina	5	0,2 / 5 / 6 ml	Luer centrada	21 G 1 1/2	100	NC -
390987	Tuberculina	10	0,2 / 11 / 12 ml	Luer centrada	21 G 1 1/2	100	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB

Los consumibles comercializados por El Grupo DUTSCHER están destinados a su uso en aplicaciones in vitro, para laboratorios de investigación, control y análisis.