Agujas Sterican (ex Fineject)

Agujas hipodérmicas estériles en envase unitario.



Ref.	Longitud (mm)	ø ext. (mm)	ø int. (mm)	Calibre	Color	Unid./ caja	€/ caja
921018	12	0,4	0,22	27G	Gris	100	**NC -**
921020	25	0,6	0,39	23G	Azul	100	**NC -**
921021	30	0,6	0,39	23G	Azul	100	**NC -**
921057	60	0,6	0,39	23G	Azul	100	**NC -**
921058	80	0,6	0,39	23G	Azul	100	**NC -**
921026	25	0,9	0,65	20G	Amarillo	100	**NC -**
921022	30	0,7	0,46	22G	Negro	100	**NC -**
921023	40	0,7	0,46	22G	Negro	100	**NC -**
921025	40	0,8	0,56	21G	Verde	100	**NC -**
921027	40	0,9	0,65	20G	Amarillo	100	**NC -**
921029	40	1,1	0,78	19G	Crema	100	**NC -**
921030	40	1,2	0,95	18G	Rosa	100	**NC -**
921059	50	0,8	0,56	21G	Verde	100	**NC -**

Jeringas de plástico Injekt y Omnifix



Injekt



Omnifix

- Jeringas estéries de dos piezas (sin junta) o de tres piezas (con junta)
- Con junta de silicona para modelos de 3 piezas
- De cono Luer o Luer Lock
- Estériles, envase unitario

Jeringas Omnifix 3 piezas

Ref.	Volumen (ml)	Tipo Luer	Modelo	Junta	Unid./ caja	€/ caja
921006	5	Luer excentrada	3 piezas	Silicona	100	**NC -**
921008	20	Luer excentrada	3 piezas	Silicona	100	**NC -**
921009	30	Luer excentrada	3 piezas	Silicona	100	**NC -**
921010	50*	Luer excentrada	3 piezas	Silicona	100	**NC -**
921145	1	Lock Céntrico	3 piezas	Silicona	100	**NC -**
921097	3	Lock Céntrico	3 piezas	Silicona	100	**NC -**
921012	5	Lock Céntrico	3 piezas	Silicona	100	**NC -**
921014	20	Lock Céntrico	3 piezas	Silicona	100	**NC -**
921015	30	Lock Céntrico	3 piezas	Silicona	100	**NC -**
921016	50	Lock Céntrico	3 piezas	Silicona	100	**NC -**
921054	60	Catéter	3 piezas	Silicona	100	**NC -**

*Graduaciones hasta 60 ml

Jeringas Injekt 2 piezas

Ref.	Volumen (ml)	Tipo	Modelo	Unid./ caja	€/ caja
921036	1	Tuberculina Luer centrado	2 piezas	100	**NC -**
921001	2	Injekt Luer céntrico	2 piezas	100	**NC -**
921002	5	Injekt Luer excéntrico	2 piezas	100	**NC -**
921004	20	Injekt Luer excéntrico	2 piezas	100	**NC -**
921031	2	Injekt Luer Lock céntrico	2 piezas	100	**NC -**
921032	5	Injekt Luer Lock céntrico	2 piezas	100	**NC -**
921033	10	Injekt Luer Lock céntrico	2 piezas	100	**NC -**
921034	20	Injekt Luer Lock céntrico	2 piezas	100	**NC -**

Tapones de jeringa



921017





Tapón Combi Stopper rojo

- De polipropileno
- Permite cerrar una punta macho (Luer) o una cerradura (Luer Lock)
- Para sellar una punta hembra

Tapón Combi Stopper amarillo

- De polipropileno con punto de inyección de látex
- Para sellar una punta hembra
- Permite realizar inyecciones o extracciones intermitentes

Tapón Combi Stopper blanco

- De polipropileno
- Para sellar una punta hembra

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
921017	Tapón Combi Stopper rojo	100	**NC -**
921046	Tapón Combi Stopper blanco	100	**NC -**
921047	Tapón Combi Stopper amarillo	100	**NC -**

Adaptador Luer a punta



Permite acoplar una punta de 200 µl o 1000 µl al cono Luer de una jeringa.

Ref.	Adaptador Luer a punta	€
075349	100 a 200 µl	**NC -**
075350	1000 µl	**NC -**

Los consumibles comercializados por El Grupo DUTSCHER están destinados a su uso en aplicaciones in vitro, para laboratorios de investigación, control y análisis.