Rastrillo de distribución de 8 canales

- Unidad de pipeteado de 8 canales
- De polipropileno
- Autoclavable a 121°C
- Se acopla a un cono Luer o a un Combitips Plus

Ref.	Descripción	€/ caja
091438	Rastrillo de distribución de 8 canales	NC -




Microperfusores SURFLO® con aletas

TERUMO

- Tubo flexible sin memoria de forma
- Adaptador Luer transparente
- Técnica de una mano
- Longitud del tubo 30 cm (excepto ref. 050169 longitud del tubo : 20 cm)
- Fecha de caducidad : 5 años

Ref.	Calibre	Diam. (mm)	Longitud aguja (mm)	Código color	Unid./caja	€/ caja
050164B	19	1,1	19	Crema	50	NC -
050165B	21	0,8	19	Verde	50	NC -
050166B	22	0,7	19	Negro	50	NC -
050167B	23	0,6	19	Azul	50	NC -
050168B	25	0,5	19	Naranja	50	NC -
050169*	27	0,4	13	Gris	100	NC -

* Longitud de tubo 20 cm.



Catéteres

Catéteres cortos

- Catéteres cortos para vía venosa periférica
- Aguja de triple bisel con dispositivo de orientación
- Catéter de pared fina de poliuretano con cuatro bandas longitudinales de radio-capacidad
- Envase con dispositivo que permite hacer subir el catéter con un dedo, y cámara de reflujo transparente
- Modelos con o sin aletas ; las aletas están perforadas para una fijación eventual del catéter por sutura
- Código de color conforme a la norma 6009
- Mandriles de obturación disponibles por separado (excepto calibre 24)



Catéteres cortos de seguridad


- Agujas de triple bisel
- De poliuretano
- Sistema de protección automática
- Clic sonoro que indica la colocación de la protección
- Imposible desactivar el seguro
- Manipulación con una sola mano, dispositivo ergonómico

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
921048	Catéteres cortos de seguridad sin aleta	50	NC -
921049	Catéteres cortos de seguridad con aletas	50	NC -
921050	Catéteres cortos sin aleta	50	NC -
921051	Catéteres cortos con aletas	50	NC -

Agujas microperfusoras Venofix A

- Dispositivo epicraneal con tubos de PVC de 30 cm
- Embase equipado con obturador
- Las aletas flexibles garantizan una prensión fácil
- La flexibilidad de los tubos evita cualquier tracción en la zona de inyección en el momento de la perfusión

Ref.	ø (mm)	Calibre	Longitud (mm)	Color envase	Unid./caja	€/ caja
921052	0,4	27	10	Gris	50	NC -
921061	0,5	25	15	Naranja	50	NC -
921062	0,55	24	20	Violeta	50	NC -
921063	0,7	22	20	Negro	50	NC -
921064	0,8	21	20	Verde	50	NC -
921065	1,1	19	20	Crema	50	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB