Bomba de de perfusión Perfusor



- Bomba de perfusión caracterizada por su sencillez y flexibilidad de uso
- Diferentes funciones disponibles
- Funciona con pilas
- Reconocimiento automático de la capacidad de la jeringa (20 y 50 ml) y utilización de las principales jeringas disponibles en el mercado
- Alarmas de seguridad

Ref.	Descripción	€
921119	Kit Perfusor Space + alimentación + pinza universal	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
921044	Pinza universal con abrazadera integrada al embolo SP	NC -
921045	Alimentación SP	NC -

Jeringa de 3 piezas para bomba de perfusión

Ref.	Volumen (ml)	Tipo Luer	Junta	Unid./ caja	€/ caja
921055B	20	Lock Céntrico	Silicona	50	NC -
921056B	50	Lock Céntrico	Silicona	100	NC -

Bombas de perfusión serie SPLab



- Con modos de perfusión y extracción (6 modos de funcionamiento)
- Para jeringas de 10 µl a 100 ml (versión de 1 y 2 canales) o de 10 µl a 10 ml (versión de 4, 6, 8, 10 y 12 canales)
- Gran pantalla LCD en color de 320 x 240 mm
- Desconexión automática y alarma en caso de bloqueo de la bomba
- Garantía: 3 años

N°. de canales	1	2	4	6	8	10	12
Velocidad lineal min / max	5 µm/min 132 mm/min						
Ref.	129361	129362	129363	129364	129365	129366	129367
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Bombas de perfusión NE-300, NE-1000 y NE-1200X



410651

- Modelo NE-1000 programable

Modelo	NE-300	NE-1000	NE-1002X
Compatibilidad	Jeringas Luer Lock de 1 a 60 ml		Jeringas Luer Lock de 1 a 60 ml y microjeringas tipo Hamilton de 0,5 a 5 ml
Rango de flujo*	0,73 µl/h a 1257 ml/h	0,73 µl/h a 1699 ml/h	0,008 nl/hr a 90,18 ml /hr
Programación	-	41 etapas	
Dim. An. x L. x Al. (mm)	229 x 146 x 114		14,605 x 22,86 x 11,43
Peso (kg)	1,63		1,63
Alimentación (Hz)	12 V, 800 mA		12V DC, 750mA
Ref.	410649	410651	410650
€	NC -	NC -	NC -

* en función del volumen de jeringa utilizado.

Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

