
Agujas de sonda de Drencher



- De acero inoxidable, autoclavables
- Luer Lock

Cánulas de laboratorio, punta roma

Ref.	Tipo	Calibre	ø x longitud (mm)	€/caja
061304	Cánula	14G	2,2 x 100	**NC -**

Drenchers (cánulas para uso en animales)

Ref.	Tipo	Calibre	ø x long (mm)	Unid./ caja	€/ caja
061305	Curva	20G	0,9 x 25	3	**NC -**
061306	Curva	18G	1,2 x 51	3	**NC -**
061307	Curva	16G	1,6 x 102	2	**NC -**
061308	Curva	11G	3,0 x 203	2	**NC -**
061309	Recta	20G	0,9 x 25	3	**NC -**
061310	Recta	18G	1,2 x 51	3	**NC -**
061311	Recta	16G	1,6 x 102	2	**NC -**
061312	Recta	11G	3,0 x 203	2	**NC -**


Agujas de intubación desechables



- Punta Luer de plástico
- Varilla de acero inoxidable flexible
- Punta estéril de silicona
- No tóxicas
- Envasadas en bolsas de 5 unidades, 20 bolsas en una caja

Ref.	Calibre	Longitud	ø x an (mm)	Unid./ caja	€/ caja
075516	20G	1 1/2"	0,9 x 38,1	100	**NC -**
075517	18G	2"	1,27 x 50,8	100	**NC -**
075518	15G	3"	1,83 x 76,2	100	**NC -**

Agujas de laboratorio con punta roma



- Con punta roma, cortada recta
- De acero inoxidable
- Punta Luer

Ref.	Calibre	Longitud	ø x an (mm)	Unid./ caja	€/ caja
075503	24G	1"	0,56 x 25,4	12	**NC -**
075504	22G	1 1/2"	0,71 x 38,1	12	**NC -**
075505	20G	1 1/2"	0,9 x 38,1	12	**NC -**
075506	20G	4"	0,9 x 101,6	12	**NC -**
075507	20G	6"	0,9 x 152,6	12	**NC -**
075508	18G	2"	1,27 x 50,8	12	**NC -**
075509	18G	4"	1,27 x 101,6	12	**NC -**
075510	18G	6"	1,27 x 152,4	12	**NC -**
075511	16G	2"	1,65 x 50,8	12	**NC -**
075512	16G	4"	1,65 x 101,6	12	**NC -**
075513	15G	4"	1,83 x 101,6	12	**NC -**
075514	14G	4"	2,11 x 101,6	12	**NC -**
075515	14G	6"	2,11 x 152,4	12	**NC -**

Agujas de micro emulsión



- De acero inoxidable
- Para facilitar la mezcla de adyuvantes o de emulsión, y de líquidos de viscosidad diferente
- Se colocan en dos Jeringas con punta Luer Lock
- Con o sin varilla lateral de refuerzo
- Envases de 4 unidades

			Sin varilla de refuerzo		Con varilla de refuerzo	
Calibre	Longitud (mm)	ø x an (mm)	Ref.	€ 4 unid.	Ref.	€ 4 unid.
25G	2 7/8"	0,51 x 73	-	-	**075525**	**NC -**
22G	2 7/8"	0,71 x 73	-	-	**075526**	**NC -**
20G	2 7/8"	0,9 x 73	**075521**	**NC -**	**075527**	**NC -**
18G	2 7/8"	1,27 x 73	**075522**	**NC -**	**075528**	**NC -**
16G	2 7/8"	1,65 x 73	-	-	**075588**	**NC -**
20G	1 7/8"	0,9 x 47,6	**075523**	**NC -**	-	-
18G	1 7/8"	1,27 x 47,6	**075524**	**NC -**	-	-