
Agujas extralargas

- Punta biselada
- Aguja de acero inoxidable y conector Luer de acero inoxidable 304


Ref.	Calibre	Longitud	ø x an (mm)	Unid./ caja	€/ caja
075573	16G	12"	1,47 x 305	12	**NC -**
075575	16G	4"	1,47 x 102	12	**NC -**
075574	16G	6"	1,47 x 152	12	**NC -**
075572	18G	10"	1,3 x 254	12	**NC -**
075550	18G	12"	1,3 x 305	12	**NC -**
075571	18G	4"	1,3 x 102	12	**NC -**
075549	18G	6"	1,3 x 152	12	**NC -**
075569	19G	4"	1,07 x 102	12	**NC -**
075570	19G	6"	1,07 x 152	12	**NC -**
075568	20G	10"	0,9 x 254	12	**NC -**
075548	20G	12"	0,9 x 305	12	**NC -**
075567	20G	4"	0,9 x 102	12	**NC -**
075543	20G	6"	0,9 x 152	12	**NC -**
075547	20G	8"	0,9 x 203	12	**NC -**
075565	21G	4"	0,8 x 102	12	**NC -**
075566	21G	6"	0,8 x 152	12	**NC -**
075544	22G	6"	0,7 x 152	12	**NC -**
075564	22G	4"	0,7 x 102	12	**NC -**



Agujas de intubación

Agujas de acero inoxidable terminadas por una bola, para evitar cualquier daño en los tejidos en el momento de la intubación de los animales. 4 tipos de agujas : recta, doblada, curva para pequeños animales o curvada para grandes animales. Envasadas en 12 unidades.

Ref.	Forma	Calibre	Longitud	ø bola (mm)	Animal	ø x al (mm)	€ 12 unid.
075471	Recta	24G	1"	1,25	Ratón 14 g	0,56 x 25,2	**NC -**
075472	Recta	22G	1"	1,25		0,71 x 25,2	**NC -**
075473	Recta	22G	1 1/2"	1,25		0,71 x 38,1	**NC -**
075474	Recta	20G	1"	2,25		0,9 x 25,2	**NC -**
075475	Recta	20G	1 1/2"	2,25		0,9 x 38,1	**NC -**
075476	Recta	20G	3"	2,25	Ratón 20 - 25 g	0,9 x 76,2	**NC -**
075477	Recta	18G	1"	2,25		1,27 x 25,2	**NC -**
075478	Recta	18G	1 1/2"	2,25		1,27 x 38,1	**NC -**
075479	Recta	18G	2"	2,25		1,27 x 50,8	**NC -**
075480	Recta	18G	3"	2,25		1,27 x 76,2	**NC -**
075482	Recta	16G	2"	3	Rata 100 - 200 g	1,65 x 50,8	**NC -**
075483	Recta	16G	3"	3	Cobaya 350 g	1,65 x 76,2	**NC -**
075484	Recta	14G	3"	4		2,11 x 76,2	**NC -**
075485	Recta	13G	3"	4		2,41 x 76,2	**NC -**
075486	Curva	20G	1 1/2"	2,25		0,9 x 38,1	**NC -**
075487	Curva	20G	3"	2,25		0,9 x 76,2	**NC -**




Ref.	Forma	Calibre	Longitud	ø bola (mm)	Animal	ø x al (mm)	€ 12 unid.
075488	Curva	18G	1 1/2"	2,25	Rata 75 - 120 g	1,27 x 38,1	**NC -**
075489	Curva	18G	2"	2,25	Ratón 30 - 35 g rata 100 - 200 g	1,27 x 50,8	**NC -**
075490	Curva	18G	3"	2,25		1,27 x 76,2	**NC -**
075491	Curva	16G	2"	3	Rata 100 - 200 g	1,65 x 50,8	**NC -**
075492	Curva	16G	3"	3	Rata 150 - 300 g cobaya 350 g conejo 1 - 3 kg	1,65 x 76,2	**NC -**
075493	Curva	16G	4"	3		1,65 x 101,6	**NC -**
075494	Curva	14G	3"	4	Cobaya 400 g	2,11 x 76,2	**NC -**
075495	Curva	18G	2"	3	Cobaya 250 g	1,27 x 76,2	**NC -**
075496	Plegada	12G	3 1/2"	6,25	Primate ‹ 4,5 kg	2,7 x 8,82	**NC -**

Agujas Microfil™ no metálicas

- Para llenar micropipetas sin burbujas de aire
- Extremadamente flexibles
- Resistente a la mayoría de ácidos orgánicos, bases y disolventes, químicamente inerte
- Composición: plástico y sílice, libre de metales
- Incluye una punta Luer
- Esterilizables, autoclavables

Ref.	Calibre	Longitud (mm)	ø externo (mm)	ø interno (mm)	Unid./ caja	€/ caja
050200	34G	67	0,164	0,1	5	**NC -**
050202	28G	97	0,35	0,25	5	**NC -**
050204	28G	67	0,35	0,25	5	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB