Jeringa Hamilton para neurociencia

Jeringa Hamilton Neuros™

- Modified Microliter : serie 7000, ultra precisión, pistón de tungsteno, sin volumen muerto
- Microliter : serie 700, sólo para líquidos, pistón de acero inoxidable ajustado individualmente al cuerpo de vidrio
- Gastight : series 1700 y 1000, para gases y líquidos, pistón de polímero sin fugas
- Jeringuillas para inyecciones en animales
- Máximo control del volumen inyectado
- Riesgo mínimo de daño tisular
- Para la inyección de volúmenes de 50 nl (nanolitros) a 100 µl
- Aguja protegida por un manguito



				Punta tipo 3		Punta tipo 4	
Vol. (µl)	Modelo	Calibre	Tipo de jeringa	Ref.	€	Ref.	€
0,5	7000,5 KH	32	Modified Microliter	-	-	**075646**	**NC -**
1	7001 KH	32	Modified Microliter	**412375**	**NC -**	**075645**	**NC -**
2	7002 KH	30	Modified Microliter	**412376**	**NC -**	**075647**	**NC -**
5	75 RN*	33	Microliter	**412377**	**NC -**	**075648**	**NC -**
10	1701 RN*	33	Gastight	**412378**	**NC -**	**075649**	**NC -**
25	1702 RN*	33	Gastight	**412379**	**NC -**	**075650**	**NC -**
50	1705 RN*	33	Gastight	**412380**	**NC -**	**075651**	**NC -**
100	1710 RN*	33	Gastight	**412381**	**NC -**	**075652**	**NC -**

* Estas refs. contienen la jeringa con aguja, 1 adaptador Neuros y 2 manguitos de aguja.

Accesorios

Ref.	Descripción	€
412382	Adaptador Kit 700/1700	**NC -**
412383	Agujas de recambio, punta tipo 3 (6 uni.)	**NC -**
075663	Agujas de recambio, punta tipo 4 (6 uni.)	**NC -**

Astucia

Agujas : ver pág. 1046 y 1047

Accesorios para jeringa Hamilton

Dispensador PB600-1 Hamilton



- Para dispensación de 0,2 µl a 50 µl
- Compatibles con series 700, 1700, 1000
- Adaptados para agujas N, RN, LT, TLL

Volumen dispensado	Volumen jeringa	Serie jeringa
0,2 µl	10 µl	1700
0,5 µl	25 µl	1700, 700
1 µl	50 µl	1700, 700
2 µl	100 µl	1700, 700
5 µl	250 µl	1700, 700
10 µl	500 µl	1700, 700
20 µl	1 ml	1000
50 µl	2,5 ml	1000

Ref.	Descripción	€
074347	Dispensador PB 600-1	**NC -**

Adaptadores de Chaney Hamilton



- Garantiza la reproducibilidad de las inyecciones
- Para la estabilidad del pistón, evita los riesgos de torsión y rotura

Ref.	Descripción	€
074348	Adaptador de Chaney para serie 700, 1700 y 7000	**NC -**
074424	Adaptador de Chaney para serie 800 y 1800	**NC -**

Guías



Ref.	Descripción	€
074349	Guía para jeringas serie 700/1700 5 - 10 µl	**NC -**
074350	Guía para jeringas serie 7000 25 - 500 µl	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB