Jeringas Hamilton Gastight - Serie 1700 (10 µl - 500 µl)

Astucia

* Jeringa con aguja personalizada : especifique el calibre, la longitud y el tipo de punta consultando la tabla de la página 1040 (o en nuestras WEB)



- Agujas extraíbles (RN), agujas cementadas (N/SN), cono luer (LT), cono luer de Teflón (TLL)
- 10 µl - 500 µl
- Para líquidos y gases
- Pistones reforzados

Jeringas 10 µl

Ref.	Modelo	Tipo de agujas	Calibre	Largo (mm)	Tipo de punta	€
074457	Jeringa 1701	N	26s	51	Tipo 2	NC -
074463	Jeringa 1701	N	26s	51	Tipo 3	NC -
074469	Jeringa 1701	N	26s	51	Tipo 5	NC -
074475	Jeringa 1701	SN	*/*/*	*	*	NC -
074481	Jeringa 1701	RN	26s	51	Tipo 2	NC -
074487	Jeringa 1701	RN	22s	51	Tipo 3	NC -
074493	Jeringa sin aguja 1701	RN	-	-	-	NC -
074499	Jeringa sin aguja 1701	LT	-	-	-	NC -

Jeringas 25 µl

Ref.	Modelo	Tipo de agujas	Calibre	Largo (mm)	Tipo de punta	€
074458	Jeringa 1702	N	22s	51	Tipo 2	NC -
074464	Jeringa 1702	N	22s	51	Tipo 3	NC -
074476	Jeringa 1702	SN	*	*	*	NC -
074482	Jeringa 1702	RN	22s	51	Tipo 2	NC -
074488	Jeringa 1702	RN	22s	51	Tipo 3	NC -
074494	Jeringa sin aguja 1702	RN	-	-	-	NC -
074500	Jeringa sin aguja 1702	LT	-	-	-	NC -

Jeringas 50 µl

Ref.	Modelo	Tipo de agujas	Calibre	Largo (mm)	Tipo de punta	€
074459	Jeringa 1705	N	22s	51	Tipo 2	NC -
074465	Jeringa 1705	N	22s	51	Tipo 3	NC -
074471	Jeringa 1705	N	22s	51	Tipo 5	NC -
074477	Jeringa 1705	SN	*/*/*	*	*	NC -
074483	Jeringa 1705	RN	22s	51	Tipo 2	NC -
074489	Jeringa 1705	RN	22s	51	Tipo 3	NC -
074495	Jeringa sin aguja 1705	RN	-	-	-	NC -
074501	Jeringa sin aguja 1705	LT	-	-	-	NC -
074509	Jeringa sin aguja 1705	TLL	-	-	-	NC -

* especifique el calibre, la longitud y el tipo de punta.

Jeringas 100 µl

Ref.	Modelo	Tipo de agujas	Calibre	Largo (mm)	Tipo de punta	€
074460	Jeringa 1710	N	22s	51	Tipo 2	NC -
074466	Jeringa 1710	N	22s	51	Tipo 3	NC -
074472	Jeringa 1710	N	22s	51	Tipo 5	NC -
074478	Jeringa 1710	SN	*	*	*	NC -
074484	Jeringa 1710	RN	22s	51	Tipo 2	NC -
074490	Jeringa 1710	RN	22s	51	Tipo 3	NC -
074496	Jeringa sin aguja 1710	RN	-	-	-	NC -
074502	Jeringa sin aguja 1710	LT	-	-	-	NC -
074510	Jeringa sin aguja 1710	TLL	-	-	-	NC -

Jeringas 250 µl

Ref.	Modelo	Tipo de agujas	Calibre	Largo (mm)	Tipo de punta	€
074461	Jeringa 1725	N	22s	51	Tipo 2	NC -
074467	Jeringa 1725	N	22s	51	Tipo 3	NC -
074473	Jeringa 1725	N	22s	51	Tipo 5	NC -
074479	Jeringa 1725	SN	*/*/*	*	*	NC -
074485	Jeringa 1725	RN	22s	51	Tipo 2	NC -
074491	Jeringa 1725	RN	22s	51	Tipo 3	NC -
074497	Jeringa sin aguja 1725	RN	-	-	-	NC -
074503	Jeringa sin aguja 1725	LT	-	-	-	NC -
074511	Jeringa sin aguja 1725	TLL	-	-	-	NC -

Jeringas 500 µl

Ref.	Modelo	Tipo de agujas	Calibre	Largo (mm)	Tipo de punta	€
074474	Jeringa 1750	N	22	51	Tipo 5	NC -
074480	Jeringa 1750	SN	*	*	*	NC -
074486	Jeringa 1750	RN	22	51	Tipo 2	NC -
074492	Jeringa 1750	RN	22	51	Tipo 3	NC -
074498	Jeringa sin aguja 1750	RN	-	-	-	NC -
074504	Jeringa sin aguja 1750	LT	-	-	-	NC -

+ info en nuestras WEB

Astucia

Agujas : ver pág. 1046 y 1047
Accesorios : ver pág. 1041