Microinyector Nanoject Drummond

Micropipeta de inyección de nanovolúmenes.
Para electrofisiología, estereotáctica e inyección animales.
La micropipeta Nanoject II, cuenta con un motor de desplazamiento positivo de extrema precisión, garantiza la repetitividad y la precisión de los volúmenes distribuidos con la ayuda de capilares.
Con el Nanoject III se pueden programar en volumen de inyección, la velocidad, el numero de inyección y el intervalo entre dos inyecciones.

Los Nanoject III se suministran completos con :

+ la micropipeta de inyección ;
+ caja de mandos electrónica;
+ 1 caja de capilares L = 8,8 mm;
+ 1 caja de capilares L = 17,7 mm;
+ 1 aguja de 30G para el llenado de los capilares;
+ adaptador universal de fijación Nanoject
+ accesorios de mantenimiento.

El micromanipulador se solicita por separado.



	Nanoject III
Rango de volumen (nanolitros)	0,06 - 999,9
Velocidad de inyección (nanolitros/seg)	10 - 200
Programable	8 configurables
O-Ring	No
Ref.	**075250**
€	**NC -**



Visiten nuestras WEB

Accesorios

Ref.	Descripción	€
075059	Capilar L = 8,8 cm	**NC -**
075060	Capilar L = 17,7 cm	**NC -**
075062	Aguja 30G	**NC -**
075063	Interruptor con pedal opcional para Nanoject II	**NC -**
075251	Interruptor con pedal opcional para Nanoject III	**NC -**


Micromanipulador


Ref.	Descripción	€
075064	Micromanipulador (posición a la izquierda)	**NC -**
075065	Micromanipulador (posición a la derecha)	**NC -**
075067	Adaptador universal de fijación Nanoject	**NC -**
075068	Soporte fijo con barras	**NC -**

Micromanipulador adaptado al uso del Nanoject II, con ajuste de tornillo micrométrico (1/100 de mm).

+ Eje x: carrera 37 mm
+ Eje y : carrera 20 mm
+ Eje z : carrera 25 mm

Se monta sobre una base inclinable o un soporte fijo (véase el diagrama).
L x An : 130 x 60 mm.


075064


075065

Los consumibles comercializados por El Grupo DUTSCHER están destinados a su uso en aplicaciones in vitro, para laboratorios de investigación, control y análisis.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB