
Estuche de disección



- Indeformable y resistente a los choques
- Equipado con un fondo claro amovible e imputrescible
- Fácil de limpiar

Ref.	Descripción	Dimensiones: an x al (mm)	€
232000	Fondo	290 x 190	**NC -**

Plancha de disección



Plancha de disección de polipropileno.
Dimensiones: 300 x 210 x 9 mm.

Ref.	Descripción	€
030927	Plancha de disección	**NC -**

Bandeja de disección




Bandeja de disección para colocar sobre una base.

Características base

- Con depósito para líquidos de limpieza
- De HIPS (poliestireno de alto impacto)
- Dimensiones: 481 x 656 x 91 mm

Ref.	Descripción	€
040259	Base para bandeja de disección	**NC -**
040263	Bandeja de disección	**NC -**




Características bandeja

- Para colocar en la base para mejor estabilidad
- Bandeja con canales de desagüe
- Graduaciones en cm y pulgadas
- Rejilla graduada en mm
- Círculos de medición de piezas de biopsia con diámetro en mm o pulgadas
- De polietileno de alta densidad
- Dim. : 575 x 400 x 12,5 mm

Estuche de disección

Todos los instrumentos de disección de acero inoxidable (Marcaje CE) vienen en un estuche con interior de terciopelo y cierre hermético.



Contenido	Número de unidades				
	A	B	C	D	E
Tijeras en punta redonda 14 cm	1	1	1	1	-
Tijeras en punta fina 11 cm	1	1	1	1	-
Tijeras quirúrgicas rectas 16 cm	-	-	-	-	1
Pinza recta, puntas redondeadas 14 cm	1	1	1	1	-
Pinza recta 15,5 cm	-	-	-	-	1
Pinza fina en punta 11 cm	1	1	1	1	-
Pinza 2 garfios	-	1	-	-	1
Pinza Mayo-Hegel porta-aguja 16 cm	-	-	-	-	1
Pinzas "Dumont" n°5 11 cm	-	1	-	1	-
Mango bisturí n° 3	-	-	-	-	1
Mango bisturí n°4	1	1	-	-	1
Cuchilla de bisturí n°21	5	5	-	-	
Cuchilla de bisturí para mango n° 3	-	-	-	-	1
Cuchilla de bisturí para mango n° 4	-	-	-	-	1
Bisturí con cuchilla fija 40 mm	-	-	1	1	-
Bisturí con cuchilla fija 50 mm	-	-	-	1	-
Fórceps Adson 12 cm	-	-	-	-	1
Cuchilla para histología mango de metal	-	-	-	1	-
Aguja en punta (mango metal)	2	2	1	1	-
Agujas lanceoladas (mango metal)	-	-	1	1	-
Aguja de disección incurvada	-	-	-	-	1
Aguja de disección recta	-	-	-	-	1
Sonda acanalada	-	1	1	-	1
Sonda abotonada	-	1	-	-	-
Pinza Clamp recta 14 cm	-	-	-	-	1
Cuentagotas	-	-	-	-	1
Regleta de acero inoxidable	-	-	-	-	1
Gancho con cadena	-	-	-	-	1
Ref. estuche	**005100**	**005101**	**005102**	**005103**	**W504167**
€ el estuche	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**