Accesorios de disección

Clavos de disección de acero inoxidable

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
232003	Clavos de disección	500	**NC -**



Agujas y lancetas de disección

Agujas y lancetas de acero inoxidable 18/8 con o sin mango. Autoclavables

	Sin empuñadura		Con empuñadura de plástico		Con empuñadura de acero inoxidable	
Longitud (mm)	100		140		140	
Modelo	**Ref.**	**€**	**Ref.**	**€**	**Ref.**	**€**
Aguja recta	**076256**	**NC -**	**076257**	**NC -**	**076258**	**NC -**
Aguja curva	**-**	**-**	**076259**	**NC -**	**076260**	**NC -**
Lanceta	**076261**	**NC -**	**076262**	**NC -**	**076263**	**NC -**



Mango, empuñadura y agujas de acero inoxidable 18/12 Wironit

El Wironit es un acero inoxidable 18/12 con 18 % de cromo y de 10 a 12 % de nickel, aún más resistente a la corrosión y antimagnético.

Ref.	Descripción	Unid. de env.	€
491026	Mango para asa, L : 170 mm	1	**NC -**
491007	Agujas rectas, L : 50 mm	10	**NC -**
491008	Agujas lanceoladas, L : 50 mm	10	**NC -**
491009	Asas Wironit, Ø : 2,5 mm, L : 50 mm	10	**NC -**



Cuchillas y bisturís


Bisturís con cuchilla fija

- Mango de madera o de acero inoxidable
- Reutilizable
- Con cuchilla fija
- Longitud total : 150 mm

Ref.	Descripción	€
076460	Bisturí con mango de madera	**NC -**
076461	Bisturí con mango de acero inoxidable	**NC -**



Cuchilla de afeitar segura SmartSlicer



- Fina como una cuchilla de afeitar (0,27 mm)
- Ideal para un corte limpio de los geles sin dañar el soporte del transiluminador
- Utilizable para el corte de tejidos blandos
- De PET adaptado para el uso alimentario

Ref.	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	€/ caja
320529	**19 x 38 x 0,27**	**100**	**NC -**
320530	**25 x 50 x 0,27**	**100**	**NC -**

Cuchillas de afeitar Feather 81-S

- De acero
- Envasado individualmente
- Incluye 10 unidades por caja

Ref.	Descripción	€ 10 unid.
711164B	Cuchilla Feather 81-S0	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB

Los consumibles comercializados por El Grupo DUTSCHER están destinados a su uso en aplicaciones in vitro, para laboratorios de investigación, control y análisis.