Bisturís de seguridad Feather®



- Protección a una mano, seguridad máxima para los usuarios
- Apertura y cierre a una mano de la protección de la cuchilla
- Durabilidad excepcional
- Envase estéril (gamma) individual
- Cuchilla de acero inoxidable, mango de plástico ABS

Ref.	Tipo	Unid./ caja	€/ caja
530049	N° 10	10	NC -
530050	N° 11	10	NC -
530051	N° 14	10	NC -
530052	N° 15	10	NC -
530053	N° 15C	10	NC -
530054	N° 20	10	NC -
530055	N° 21	10	NC -
530056	N° 22	10	NC -
530057	N° 23	10	NC -
530058	N° 24	10	NC -
530059	N° 25	10	NC -

Mangos Feather®



Mangos Feather® adaptados para las cuchillas de acero al carbono y para las cuchillas de acero inoxidable.

Ref.	Modelo	Versión	Talla	Material	€
530060	Estándar	10 - 15	3	Acero inoxidable	NC -
530061	Estándar	20 - 25	4	Acero inoxidable	NC -
530062	Estándar	10 - 15	7	Acero inoxidable	NC -
530063	Larga	10 - 15	3L	Acero inoxidable	NC -
530064	Larga	20 - 25	4L	Acero inoxidable	NC -
530065	Estándar	10 - 15	3DLC	Revestimiento de carbono aspecto diamante	NC -
530067	Estándar	10 - 15	7DLC	Revestimiento de carbono aspecto diamante	NC -

Bisturís de un solo uso y cuchillas

CE





Cuchillas quirúrgicas estériles

Estas cuchillas quirúrgicas se presentan en cajas de 100 unidades, con cada cuchilla envuelta individualmente en papel de aluminio.

- Esterilizadas con rayos gamma a 2,5 megarads
- Envase individual
- Acero al carbono
- Marcado CE

Ref.	N° cuchilla	Unid./ caja	€/ caja
132510	10	100	NC -
132511	11	100	NC -
132512	12	100	NC -
132515	15	100	NC -
132518	18	100	NC -
132520	20	100	NC -
132521	21	100	NC -
132522	22	100	NC -
132523	23	100	NC -
132524	24	100	NC -

Escalpelos estériles (bisturíes)

Bisturís de un solo uso en envase individual de fácil apertura, estéril. Mango de plástico.

Ref.	N° cuchilla	Unid./ caja	€/ caja
132610	10	10	NC -
132611	11	10	NC -
132612	12	10	NC -
132615	15	10	NC -
132618	18	10	NC -
132620	20	10	NC -
132621	21	10	NC -
132622	22	10	NC -
132623	23	10	NC -
132624	24	10	NC -

Asas de metal para cuchillas

Ref.	Para	€
3740003	Cuchilla 10 a 18	NC -
3740004	Cuchilla 20 a 25	NC -

Bisturís no estériles

Bisturís no estériles, en bolsa de 50 unidades.

Ref.	N° cuchilla	Unid./ caja	€/ caja
132622V	22	50	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB

Los consumibles comercializados por El Grupo DUTSCHER están destinados a su uso en aplicaciones in vitro, para laboratorios de investigación, control y análisis.