
Pinzas de poliestireno



Pinzas de poliestireno azul, no estériles o estériles en blisters individuales.

- Flexibles y ligeras
- Puntas dentadas
- Longitud 125 mm ó 105 mm

Ref.	Descripción	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
064003	Pinza no estériles 105 mm	100	100	**NC -**
064004	Pinzas estériles de 105 mm en blister	1	100	**NC -**

Pinza de polipropileno reforzado con fibra de vidrio



- De polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Longitud: 125 mm
- Esterilizables con óxido de etileno o autoclavables

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
020416	Pinza de PP reforzado con fibra de vidrio	100	**NC -**


Pinza de muestreo estéril



- Con superficie interna con relieves para mejor prensión de los objetos
- Estéril, envase unitario

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
085931	Pinza de extracción longitud 108 mm	25	**NC -**


Pinzas de POM



- Pinzas de polioximetileno (POM), color amarillo.
- Reutilizables, autoclavables
- Extremos redondeados y flexibles

Ref.	Longitud (mm)	Unid./ caja	€/ caja
391067	117	5	**NC -**
391068	148	5	**NC -**
391069	253	5	**NC -**

Pinzas estériles



Pinza de plástico de un solo uso.

- De polipropileno y fibra de vidrio
- Esterilizadas con óxido de etileno
- En envase individual despegable

Ref.	Material	Tipo	Longitud (mm)	Unid./caja	€/ caja
030771	Plástico reforzado	Extremos en punta	110	100	**NC -**

Pinzas de un solo uso



Autoclavables

- De color azul oscuro, la pinza con guía interna, extremos en punta.

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
037876	Fórceps azul oscuro 111 mm	6	**NC -**

Pinzas de aleación polimérica



327007 327008

- Sin silicona ni aminas
- Resistentes a los ácidos
- No magnéticas
- Antibacterianos
- Resistentes hasta +175 °C

Ref.	L x an (mm)	Ancho punta (mm)	Espesor punta (mm)	€
327007	121,5 x 9,5	0,6 ± 0,1	0,4 ± 0,1	**NC -**
327008	119,7 x 9,1	1,9 ± 0,1	0,3 ± 0,1	**NC -**