Pinzas finas



Pinzas tipo "Dumont", en punta y finas.
De acero inoxidable Marcado CE

Ref.	Descripción	ø punta (mm)	Longitud (cm)	€
005091	Pinza recta tipo n°3	0,65	12	**NC -**
005092	Pinza recta tipo n°5	0,55	11	**NC -**
005093	Pinza curva tipo n°7	0,40	11	**NC -**
005094	Pinza tipo Feilchenfeld	0,85	11	**NC -**

Pinzas con puntas ultra precisas



- Acero quirúrgico
- Puntas finas, redondeadas e inclinadas
- Tratamiento de superficie : arenado
- Resistentes hasta +250 °C

Ref.	L x an (mm)	L. punta (mm)	Grosor punta (mm)	Resistente a los ácidos	Tipo	€
327004	114,4 x 10,1	0,3 ± 0,1	0,2 ± 0,1	No	-	**NC -**
327005	109,3 x 9,5	0,3 ± 0,1	0,2 ± 0,1	Sí	Acero inox. anti-magnético	**NC -**
327006	111,5 x 10	0,3 ± 0,1	0,2 ± 0,1	Sí	-	**NC -**

Pinzas de precisión



Pinzas de extremos en punta afilados para los trabajos de precisión, sin ranura. De acero inoxidable 18/8 no magnético o en acero recubierto de Teflon. No resistentes a la acetona

Ref.	Material	Extremo	Longitud (mm)	€
076130	Acero inoxidable	Recto en punta	105	**NC -**
076131	Acero inoxidable	Curvo en punta	105	**NC -**
076132	Acero Teflón	Recto en punta	105	**NC -**
076133	Acero Teflón	Curvo en punta	105	**NC -**

Pinzas Brucelles de precisión



Ref.	Descripción	€
076419	Pinza recta 120 mm	**NC -**
076420	Pinza de ángulo 120 mm	**NC -**

Pinzas, porta-agujas y tijeras de titanio o acero inoxidable



Ref.	Esquema	Tipo	Longitud (cm)	€
500085	I	N° 5, punta ultra fina - de Acero inox. -	-	**NC -**
170136	-	0,025 x 0,015 mm Pinza Dumont 0,06 x 0,01 mm	-	**NC -**
143620B	L	Tijera hoja recta - Cuchillas 7,5 mm	8	**NC -**
W555641S	-	Tijera hoja curvada - Cuchillas 7,5 mm	8	**NC -**