Pinzas de acero inoxidable 18/12 Wironit

El Wironit es un acero inoxidable 18/12 con 18 % de cromo y de 10 a 12% de níquel, aún más resistente a la corrosión.

Disección



Preparación



Tipo		Longitud (mm)	Ref.	€
Disección	En punta	120	**491030**	**NC -**
	En punta	160	**491031**	**NC -**
Preparación	Redondeada	100	**491032**	**NC -**
	En punta	100	**491033**	**NC -**
Brucelle	Curvada	105	**491034**	**NC -**
	Curvada	115	**491035**	**NC -**
	Curvada	130	**491036**	**NC -**
	Recta	120	**491039**	**NC -**
	Recta	130	**491037**	**NC -**
	Recta	140	**491040**	**NC -**
	Redondeada	115	**491038**	**NC -**
Dumont	n° 4	105	**491041**	**NC -**
	Angulada	105	**491042**	**NC -**
	Curvada	105	**491043**	**NC -**
	n° 7	105	**491044**	**NC -**
Soldadura	Recta	160	**491045**	**NC -**
Para cubres	-	105	**491046**	**NC -**
	Curvada	160	**491047**	**NC -**
	Recta	160	**491048**	**NC -**

Brucelle



Dumont



Soldadura



Para cubres




Pinzas con dientes

Marcado CE De acero inoxidable, estas pinzas presentan ya sea:

+ 1 diente en un extremo y 2 dientes en el otro;
+ ó 2 dientes en un extremo y 3 dientes en el otro.

Ref.	Descripción	Longitud (cm)	€
005089	Pinza de 3 dientes (1 + 2)	14	**NC -**
005090	Pinza de 5 dientes (2 + 3)	14	**NC -**



Pinza Kocher

Pinza de acero inoxidable con 2 dientes. Marcado CE

Ref.	Descripción	Longitud (cm)	€
005099	Pinza Kocher	16	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB