Juego de 4 pinzas brucelles de acero inoxidable



- Estándar plano
- Puntas curvadas autocierre
- Longitud: 110 mm / estuche

Ref.	Descripción	€
053309	Juego de 4 pinzas brucelles de acero inoxidable	**NC -**

Pinzas para los filtros de membranas



- Para la manipulación de filtros membranas
- Pinzas de acero inoxidable pulido con extremos redondos planos
- Esterilizables en autoclave o por flameado tras remojo en alcohol
- Vendidas en pack de 3: color verde anís, azul turquesa y rosa fucsia

Ref.	Descripción	€ el juego de 3
051000	Pinzas de extremos planos, lote de 3 colores variados	**NC -**

Pinzas para cubreobjetos



Pinza de acero inoxidable 18/8 o de acero recubierto de Teflon para cubreobjetos.

Ref.	Material	Extremo	Longitud (mm)	€
076135	Acero inoxidable	Recta	105	**NC -**
076136	Acero inoxidable	Curva	105	**NC -**
076137	Acero Teflón	Curva	105	**NC -**

Pinzas para tejido con extremos con anillo



Punta de acero inoxidable 18/8. Con forma de anillo, para tejidos sensibles.

Ref.	Ø anillo (mm)	Longitud (mm)	€
764000	6	90	**NC -**
764001	3	90	**NC -**

Pinzas Wafer

Pinzas para filtros

- De acero quirúrgico
- Puntas suaves conductoras en fibras de vidrio
- Resistentes hasta +250 °C
- Superficie lisa



Ref.	L x an (mm)	Anchura punta (mm)	Grosor punta (mm)	€
327001	136,3 x 10,2	13,2 ± 0,1	0,2 ± 0,1	**NC -**
327002	136,6 x 9,8	27,4 ± 0,1	0,3 ± 0,1	**NC -**

Pinzas para cubreobjetos

- De acero quirúrgico
- Tratamiento de superficie : arenado
- Resistentes a los ácidos
- Inoxidable
- Antimagnética



Ref.	L x an (mm)	Ancho punta (mm)	Grosor punta (mm)	€
327003	132,2 x 10,4	60,1 ± 0,2	0,4 ± 0,1	**NC -**