Kit de cucharas y espátulas + 1 pinza




- Se entrega en 1 estuche de transporte formato bolsillo
- 6 modelos de espátulas y una pinza
- De acero inoxidable
- Autoclavables

Tres modelos gran tamaño y tres modelos tamaño pequeño:

+ 1 : doble espátula extremo redondo gran tamaño ;
+ 2 : doble espátula extremo redondo tamaño pequeño ;
+ 3 : doble espátula extremo cuchara gran tamaño ;
+ 4 : doble espátula extremo cuchara tamaño pequeño ;
+ 5 : doble espátula extremo micro-cuchara tamaño pequeño ;
+ 6 : doble espátula extremo micro-cuchara gran tamaño.

	Pinza	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4	Modelo 5	Modelo 6
L. total (A)	14 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
F x E (cm)	-	3,80 x 0,90	3,50 x 0,41	3,90 x 0,80	3,50 x 0,47	1,90 x 0,50	2,50 x 0,70
B x C (cm)	-	3,80 x 0,90	3,50 x 0,41	3,90 x 0,80	3,50 x 0,47	3,80 x 0,50	3,40 x 0,70



Kit de cucharas y espátulas + pinza


Ref.	Descripción	€
085114	Kit de espátulas y cucharas + 1 pinza	**NC -**

Cucharas de laboratorio



Cucharas de acero inoxidable 18/8.

- Simple, doble o espátula
- Excelente resistencia química y térmica
- Acabado de alta calidad
- Antimagnética



	Cuchara simple			Cuchara doble				Cuchara espátula			
Longitud A (mm)	Ref.	F x E (mm)	€	Ref.	F x E (mm)	B x C (mm)	€	Ref.	F x E (mm)	B x C (mm)	€
120	**076150**	30 x 22	**NC -**	**076156**	30 x 22	23 x 17	**NC -**	**076462**	30 x 22	35 x 10	**NC -**
150	**076151**	30 x 20	**NC -**	**076157**	30 x 22	23 x 17	**NC -**	**076268**	30 x 22	40 x 10	**NC -**
180	**076152**	40 x 29	**NC -**	**076158**	40 x 29	30 x 22	**NC -**	**076463**	40 x 29	50 x 12	**NC -**
210	**076153**	40 x 29	**NC -**	**076159**	40 x 29	30 x 22	**NC -**	**076464**	40 x 29	50 x 12	**NC -**
250	**076154**	48 x 35	**NC -**	**076160**	48 x 35	40 x 29	**NC -**	**076465**	48 x 35	70 x 14	**NC -**
300	**076155**	48 x 35	**NC -**	**076161**	48 x 35	40 x 29	**NC -**	**076466**	48 x 35	70 x 14	**NC -**

Espátulas micro-palas



Espátulas dobles: incluye una espátula plana en un extremo y una micropala semitubular en el otro extremo. De acero inoxidable 18/8 de alta resistencia química y térmica, no magnética

	Espátula ancho 4 mm			Espátula ancho 9 mm		
Longitud (mm)	Ref.	L x An (mm)	€	Ref.	L x An (mm)	€
10 x 5	**076170**	10 x 5	**NC -**	**076170**	10 x 5	**NC -**
130	**076162**	40 x 4	**NC -**	**076166**	40 x 9	**NC -**
150	**076163**	45 x 4	**NC -**	**076167**	45 x 9	**NC -**
185	**076164**	50 x 4	**NC -**	**076168**	50 x 9	**NC -**
210	**076165**	60 x 4	**NC -**	**076169**	50 x 9	**NC -**

Doble microcuchara



Espátulas dobles con forma de cuchara o micropala curva en cada extremo. De acero inoxidable 18/8 de alta resistencia química y térmica, no magnética

Ref.	Longitud total (mm)	L x An espátula (mm)	€
076170	130	10 x 5	**NC -**
076171	185	10 x 5	**NC -**
076172	210	12 x 5	**NC -**
076173	150	15 x 7	**NC -**
076174	200	17 x 7	**NC -**
076175	250	20 x 7	**NC -**
076176	180	25 x 7	**NC -**
076177	210	25 x 12	**NC -**