Cucharas y espátulas de acero inoxidable 18/12 Wironit

El Wironit es un acero inoxidable 18/12 con 18 % de cromo y de 10 a 12 % de nickel, aún más resistente a la corrosión y antimagnético.

Ref.	Longitud (mm)	Dimensión espátula (mm)	Diámetro mango (mm)	€
491015	150	26 x 16	-	**NC -**
491016	180	32 x 24 / 27 x 20	-	**NC -**
491017	150	25 x 20 / 22 x 11	-	**NC -**
491018	150	25 x 20	-	**NC -**
491019	120	28 x 6	2,5	**NC -**
491020	150	30 x 9	3,5	**NC -**
491021	180	35 x 9	3,5	**NC -**
491022	210	38 x 9	3,5	**NC -**
491049	190	20 x 10	-	**NC -**
491050	120	25 x 4	2	**NC -**
491051	150	36 x 9	3,5	**NC -**
491052	180	38 x 9	3,5	**NC -**
491053	210	40 x 12	4	**NC -**
491054	200	110 x 18	-	**NC -**





Microcucharas y microespátula

Ref.	Descripción	€
491027	Microcuchara 140 mm	**NC -**
491028	Microespátula 150 mm	**NC -**
491029	Microespátula 140 mm	**NC -**



Cucharas espátula triangulares

De acero inoxidable 18/8 de alta resistencia química y térmica, no magnético.

Ref.	Longitud total (mm)	L x An espátula (mm)	ø varilla (mm)	L x An cuchara (mm)	€
076509	150	30 x 13	5	35 x 15	**NC -**
076510	180	30 x 13	5	35 x 15	**NC -**
076511	210	30 x 13	5	35 x 15	**NC -**
076512	250	30 x 13	5	35 x 15	**NC -**
076513	300	30 x 13	5	35 x 15	**NC -**
076468	210	35 x 20	8	65 x 28	**NC -**
076514	250	35 x 20	8	65 x 28	**NC -**
076515	300	35 x 20	8	65 x 28	**NC -**
076516	400	35 x 20	8	65 x 28	**NC -**
076517	500	35 x 20	8	65 x 28	**NC -**
076518	190	26 x 22	13	20 x 13	**NC -**



Cuchara espátula de servir, para análisis



Cuchara espátula tipo laboratorio, de servir. 1 lado cónico.

Ref.	Longitud total (mm)	L x An espátula (mm)	€
076500	200	35 x 23	**NC -**

Cucharas calibradas de acero inoxidable



Ref.	Descripción	€
076423	Juego de 4 cucharas dosificadoras de acero inoxidable 18/10 (volúmenes de 1,25 / 2,5 / 5 y 15 ml)	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB