
## Raspadores Laboplast

- De poliestireno
- Fabricados en sala blanca de clase 7
- Para raspar, alisar o limpiar
- Ideales para su congelador
- Envase individual

| Ref. | Estéril | Color | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|
| **795670** | No | Blanco | 10 | **NC -** |
| **795673** | Sí | Azul | 10 | **NC -** |






## Rascadores en forma de espátula

Dimensiones: 35 mm.
Compatibles con las varillas de agitación de ø 8 mm.

| Gris | Rojo | Transparente | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|
| **091821** | **091822** | **091823** | 10 | **NC -** |



## Bolsa Whirl-Pak con esponja de muestreo

- Polietileno de baja densidad, no autoclavable
- Estériles
- Cierre de bolsas por lengüetas de metal
- Bolsas con esponja para muestreo de superficie ambiental

### Bolsas Whirl-Pak speci-sponge

- Dimensiones de esponja (L x An x Al) : 76 x 38 x 15 mm
- Varilla de recogida: para zonas de difícil acceso

| | | | | Esponja seca | | | Esponja pre-humedecida* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composición de la bolsa | An x al (mm) | Vol. (ml) | Espesor (mm) | Ref. | Unid./ caja | €/ caja | Ref. | Unid./ caja | €/ caja |
| Esponja | 115 x 230 | 532 | 64 | **052969** | 100 | **NC -** | **952918** | 100 | **NC -** |
| Esponja y guante estéril | 115 x 230 | 532 | 64 | **052971** | 100 | **NC -** | **952919** | 100 | **NC -** |

*Esponja pre-humedecida con una solución tampón neutralizante.







### Bolsas Whirl-Pak Hydrated polysponge

- De poliuretano de alta densidad
- Esponja pre-humedecida con caldo neutralizante HiCap
- Polyprobe hidratada: esponja con pala de muestreo para el área difícil de alcanzar

| Ref. | Descripción | An x Al (mm) | Espesor (µm) | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|
| **952915** | Polisponge hidratada | 115 x 230 | 64 | 100 | **NC -** |
| **952916** | Polisponge hidratada c/guante estéril | 115 x 230 | 64 | 100 | **NC -** |
| **952917** | Polyprobe hidratada | 150 x 230 | 64 | 100 | **NC -** |







Visiten nuestras WEB



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB