
Elevadores de laboratorio





Elevadores de laboratorio regulables en altura.

Soportes elevadores de aluminio anodizado

Ref.	Dimensiones plato (mm)	Altura mini/ maxi (mm)	Carga dinámica	Cargar estática	€
090852	100 x 100	50/100	10	30	**NC -**
090853	150 x 150	65/280	15	60	**NC -**
090854	200 x 200	65/300	20	60	**NC -**

Soportes elevadores de acero inoxidable

Ref.	Dimensiones plato (mm)	Altura mini/ maxi (mm)	Carga dinámica	Cargar estática	€
090855	130 x 160	60/245	15	60	**NC -**
090856	200 x 200	65/300	20	60	**NC -**
090857	300 x 300	80/450	40	80	**NC -**

Elevadores de laboratorio Labjack



- Mecanismo de elevación de acero inoxidable
- Bandejas de aluminio anodizado

Ref.	L x An x Al (mm)	Carga máx. (kg)	Altura maxi/mini (mm)	Pré-exploiter	€
215047	76,2 x 76,2	4,5	82,6 / 25,4	-	**NC -**
215049	120 x 140	22,7	264 / 76	-	**NC -**
215050	101,6 x 101,6	11,3	140 / 42	-	**NC -**
215051	152,4 x 152,4	27,2	273 / 62	X	**NC -**
215052	203 x 203	34	280 / 57	X	**NC -**
215053	305 x 305	45,4	508 / 89	X	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
215054	Varilla de soporte, longitud 475 mm	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB