Pinzas para soportes


942905


068861


068864


068865


068868


068869


068870


068871


068873


068876


068877


068878

- Aro para embudos de decantación y embudos
- Pinza con tornillo desmontable: reglaje central que permite regular la inclinación de la pinza
- Pinzas 3 dedos «angulados»: los ángulos son más pronunciados
- Pinza 4 dedos para matraces, frascos, erlenmeyers...

Anillos, pinzas

Ref.	Descripción	Separación (mm)	ø ext. (mm)	ø int. (mm)	ø varilla (mm)	Longitud (mm)	Material	€
942905	Anillo firme	-	140	NC	NC	225	Ni / Cr	**NC -**
068859	Anillo abierto	-	60	46	7	180	Ni / Cr	**NC -**
068860	Anillo abierto	-	80	65	7	195	Ni / Cr	**NC -**
068861	Anillo abierto	-	100	82	8	200	Ni / Cr	**NC -**
068862	Anillo abierto	-	120	102	8	215	Ni / Cr	**NC -**
068863B	Anillo abierto	-	140	125	8	225	Ni / Cr	**NC -**
068864	Pinza 3 dedos	0-30	-	-	8	120	Ni / Cr	**NC -**
068865	Pinza 3 dedos	0-95	-	-	8	140	Cr / Alu	**NC -**
068866	Pinza 3 dedos	0-95	-	-	10	140	Cr / Alu	**NC -**
068867	Pinza 3 dedos	0-95	-	-	12	140	Cr / Alu	**NC -**
068868	Pinza 3 dedos ángulados 2 discos	0-50	-	-	10	140	Cr / Zinc	**NC -**
068869	Pinza 3 dedos ángulados 2 discos	0-85	-	-	12	158	Cr / Zinc	**NC -**
068870	Pinza 3 dedos con tornillo desmontable	0-70	-	-	≤18	-	Cr / Zinc	**NC -**
068871	Pinzas 3 dedos ángulados 2 discos y tornillo desmontable	0-50	-	-	<24	-	Cr / Zinc	**NC -**
068872	Pinzas 3 dedos ángulados 2 discos y tornillo desmontable	0-90	-	-	<24	-	Cr / Zinc	**NC -**
068873	Pinza universal interior de corcho de 4 dedos	0-100	-	-	8	165	Cr / Zinc	**NC -**
068874	Pinza universal interior de corcho de 4 dedos	0-100	-	-	10	165	Cr / Zinc	**NC -**
068875	Pinza universal interior de corcho de 4 dedos	0-100	-	-	12	165	Cr / Zinc	**NC -**
068876	Pinza universal interior de corcho de 4 dedos con tornillo desmontable	0-100	-	-	<24	-	Cr / Zinc	**NC -**
068880	Pinza dos dedos para tuvo con nuez de fijación fija	7-25	-	-	<18	100	Ni / Cr	**NC -**
068877	Pinza para termómetro con anillo y tornillo de fijación fijo	-	-	-	<24	-	Cr / Zinc	**NC -**
068878	Pinza para termómetro con tornillo de fijación	4-13	-	-	-	-	Cr / Zinc	**NC -**