Tejido de filtración (tela de bluter) de nylon Nitex

Ref.	Abertura malla (µm)	Superficie abierta (%)	Grosor tejido (µm)	Ø hilo (µm)	Peso (g/m²)	Dim. de hoja (cm)	€
074001	1000	44	890	515	330	110 x 100	**NC -**
074002	500	38	580	315	225	115 x 100	**NC -**
074003	300	51	200	122	75	102 x 100	**NC -**
074004	250	50	170	103	55	102 x 100	**NC -**
074005	200	47	150	92	60	102 x 100	**NC -**
074006	150	50	95	62	35	102 x 100	**NC -**
074018	110	NC	NC	NC	NC	102 x 102	**NC -**
074007	100	44	80	51	30	102 x 100	**NC -**
074008	80	29	125	77	67	102 x 100	**NC -**
074009	60	35	75	47	34	110 x 100	**NC -**
074010	50	37	50	33	20	102 x 100	**NC -**
074011	48	31	60	38	30	102 x 100	**NC -**
074012	37	24	60	39	35	102 x 100	**NC -**
074013	31	24	55	33	30	102 x 100	**NC -**
074017	20	NC	NC	NC	NC	102 x 100	**NC -**
074014	11	6	65	36	45	102 x 100	**NC -**
074015	5	1	100	37	60	115 x 100	**NC -**
074016	1	1	75	37	60	115 x 100	**NC -**



Tela de nylon monofilamento para trabajos de prefiltración, filtración y tamizado.

- Fabricación muy rigurosa para una mayor reproducibilidad
- Ideal para cultivos: eliminación de restos celulares, tamizado de células, filtración de partículas gruesas, prefiltrado de disolventes
- Temperatura de uso: - 40 °C a + 115 °C en seco
- Gama disponible en una amplia gama de materiales para su uso en condiciones especiales (soluciones agresivas, alta temperatura, etc.)
- Presentados en forma de hojas para recortar a medida

Tejido de filtración de poliamida Medifab

Tela de filtración para uso médico o aplicaciones bacteriológicas.

- Fabricación en un recinto GMP/GMP, en una sala blanca de clase 7
- Baja tasa de extractables (< 1000 mg/ m2 de tejido)
- Biocompatibilidad USP clase VI
- Conforme a normas ISO 10993, ISO 9001:2008, ISO 14001, y ISO 16949
- Gama disponible en PET

Ref.	Apertura malla (µm)	Superficie abierta (%)	Espesor tejido (µm)	Ø hilo (µm)	Peso (g/m²)	Dim. hoja (cm)	€
987447	5	1	100	37	60	115 x 100	**NC -**
987448	15	10	60	35	40	102 x 100	**NC -**
987449	30	18	60	40	35	102 x 100	**NC -**
987450	36	28	50	33	25	154 x 100	**NC -**
987451	41	31	50	33	25	102 x 100	**NC -**
987452	60	42	50	33	20	108 x 100	**NC -**
987453	170	54	100	62	32	102 x 100	**NC -**
987454	200	47	150	92	55	102 x 100	**NC -**



Resma de papel de filtro, papel Joseph

Ref.	Descripción	€
074021	Resma de papel blanco sin plegar de 42 x 52 cm, 64 g/m2 (7 kg)	**NC -**
074020	Resma de papel blanco plegado de 42 x 52 cm, 64 g/m2 (7kg)	**NC -**
074029	Papel Joseph 35 x 50 cm (las 500 hojas)	**NC -**
074082	Papel Joseph 15 x 15 cm (las 200 hojas)	**NC -**
074155	Papel Joseph sin plegar 35 x 50 cm (las 800 hojas)	**NC -**
074156	Papel Joseph plegado 35 x 50 cm (las 800 hojas)	**NC -**
074157	Papel Joseph 35 x 50 cm (las 40 hojas)	**NC -**



Lana de vidrio

Lana de vidrio borosilicato en cordón o extrafina .

Ref.	Descripción	€
001765	Lana de vidrio borosilicato 230 g en forma de cordón (las 4 bolsas)	**NC -**
068558	Lana de vidrio extrafina 1 kg	**NC -**
068556	Lana de vidrio extrafina 30 g	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB