
Papeles para prueba de germinación



- Papel para semillas 160 g/m²
- Material: 100% celulosa
- Aglutinante: aditivo sintético
- Papeles especialmente adecuados para la germinación de semillas según el método Neeb
- En formato hoja o disco
- Plano

Ref.	Presentación	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	€/ caja
074140	Disco	Ø 50	100	**NC -**
175215	Disco	Ø 85	50	**NC -**
074143	Disco	Ø 130	50	**NC -**
074145	Disco	Ø 55	100	**NC -**
074146	Hoja	Ø 85	500	**NC -**
074147	Hoja	175 x 155	100	**NC -**
074148	Hoja	110 x 170	100	**NC -**
074149	Hoja	105 x 190	100	**NC -**
074150	Hoja	500 x 600	100	**NC -**
074151	Hoja	690 x 450	100	**NC -**
074152	Hoja	300 x 200	100	**NC -**

Papeles Joseph

ClearLine

NUEVO

- Sin pelusa y absorbente
- Para limpiar y secar recipientes de vidrio
- 25 g/m²

Ref.	L x An (mm)	Unid./ caja	€/ caja
257923	150 x150	200	**NC -**
257926*	350 x 500	40	**NC -**
257922	350 x 500	500	**NC -**
257924	350 x 500	800	**NC -**
257925*	350 x 500	800	**NC -**

* Plegado

Papel de filtro de uso general

ClearLine

NUEVO

- 100% celulosa
- Uso general

Grado	Rango de retención (µm)	Gramaje (g/m²) DIN 53104	Espesor (mm)	Velocidad de filtración (s) DIN 53137
ST60	10-20	64	0,15	30
ST61	5-13	73	0,16	35
ST62	17-30	73	0,17	15
ST64	30-40	120	0,35	10

Filtros planos

	ST60		ST61		ST62		ST64	
Ø (mm)	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.
47	**257902**	**NC -**	**257939**	**NC -**	-	-	-	-
55	**257903**	**NC -**	**257940**	**NC -**	**257965**	**NC -**	-	-
70	**257904**	**NC -**	**257941**	**NC -**	**257966**	**NC -**	-	-
90	**257905**	**NC -**	**257943**	**NC -**	**257967**	**NC -**	**257985**	**NC -**
100	**257906**	**NC -**	**257944**	**NC -**	-	-		-
110	**257907**	**NC -**	**257945**	**NC -**	**257968**	**NC -**	**257986**	**NC -**
125	**257908**	**NC -**	**257946**	**NC -**	**257969**	**NC -**	**257987**	**NC -**
130	**257909**	**NC -**	-	-	-	-		-
150	**257910**	**NC -**	**257947**	**NC -**	**257970**	**NC -**	**257988**	**NC -**
185	**257911**	**NC -**	**257948**	**NC -**	**257971**	**NC -**	**257989**	**NC -**
190	**257912**	**NC -**	-	-	-	-	-	-
240	**257913**	**NC -**	**257949**	**NC -**	**257972**	**NC -**	**257990**	**NC -**
250	**257914**	**NC -**	-	-	-	-	-	-
320	**257915**	**NC -**	**257950**	**NC -**	-	-	**257991**	**NC -**
330	**257916**	**NC -**	-	-	-	-	-	-
400	**257917**	**NC -**	**257951**	**NC -**	**257974**	**NC -**	-	-
500	**257918**	**NC -**	**257952**	**NC -**	-	-	**257992**	**NC -**

Filtros plisados

	ST60		ST61		ST62	
Ø (mm)	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.
70	**257927**	**NC -**	**257954**	**NC -**	**257975**	**NC -**
100	**257928**	**NC -**	**257955**	**NC -**	**257976**	**NC -**
110	**257929**	**NC -**	**257956**	**NC -**	**257977**	**NC -**
130	**257930**	**NC -**	**257957**	**NC -**	**257978**	**NC -**
150	**257931**	**NC -**	**257958**	**NC -**	**257979**	**NC -**
190	**257932**	**NC -**	**257959**	**NC -**	**257980**	**NC -**
210	**257933**	**NC -**	**257960**	**NC -**	-	-
250	**257934**	**NC -**	**257961**	**NC -**	**257981**	**NC -**
330	**257935**	**NC -**	**257962**	**NC -**	**257982**	**NC -**
400	**257936**	**NC -**	**257963**	**NC -**	**257983**	**NC -**
500	**257937**	**NC -**	**257964**	**NC -**	**257984**	**NC -**