Papeles filtro cualitativos Whatman™

- Filtros de celulosa fabricados con lana de algodón de alta calidad; los filtros cualitativos se utilizan en técnicas de análisis cualitativo para determinar e identificar sustancias; algunos grados están reforzados con una resina estable que los hace resistentes a la humedad
- Se adaptan fácilmente a los embudos cónicos
- 2 formatos disponibles:
  - cuadrante (filtro redondo predoblado en cuatro)
  - pirámide (filtro en forma de pirámide)

NUEVO

Papel de filtro cuadrante Whatman™

Grado	Retención (µm)	Espesor (µm)	Gramaje (g/m²)	Contenido de ceniza (%)
1FF	11	180	87	0,06
40FF	8	210	95	0,007
41FF	2,5	215	85	0,0077

	Grado 1FF			Grado 40FF			Grado 41FF		
Ø (mm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
110	**10380404**	500	**NC -**	**10380004**	500	**NC -**	**10380204**	500	**NC -**
125	**10380405**	500	**NC -**	**10380005**	500	**NC -**	**10380205**	500	**NC -**
150	**10380406**	500	**NC -**	**10380006**	500	**NC -**	**10380206**	500	**NC -**



Papel filtro pirámide Whatman™

Grado	Retención (µm)	Espesor (µm)	Gramaje (g/m²)	Contenido de ceniza (%)
1	11	180	87	0,06
4	25	210	92	0,06
6	3	180	100	0,15
40	2,5	210	95	0,007
41	20-25	215	85	0,007
42	2,5	200	100	0,007
540	8	160	85	0,005




		Grado 1		Grado 4		Grado 6		Grado 40		Grado 41		Grado 42		Grado 540	
Ø (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
90	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1540-10123**	**NC -**
110	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	**989510116**	**NC -**	-	-	**1540-10124**	**NC -**
125	1000	**989710112**	**NC -**	**989810112**	**NC -**	**9891-128**	**NC -**	**9892-128**	**NC -**	**989510112**	**NC -**	**989610112**	**NC -**	-	-

Papeles separadores de fases 1PS Whatman™

Papeles filtro hidrofóbicos que retienen las fases acuosas y permiten el paso de las fases orgánicas sin dejar rastro de la fase acuosa. Sustituto ideal de embudos de decantación convencionales. Muy práctico para la extracción de disolventes en baterías.

Ref.	Diámetro (mm)	€ 100 unid.
036911	70	**NC -**
2200090	90	**NC -**
2200110	110	**NC -**
2200125	125	**NC -**
2200150	150	**NC -**
2200185	185	**NC -**
2200240	240	**NC -**
2200270	270	**NC -**



Discos para análisis de antibióticos

- Discos de celulosa para antibiogramas
- Diámetro : 6, 9, 13 y 25 mm

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
074074	Disco para antibiograma 6 mm	1000	**NC -**
074113	Disco para antibiograma 9 mm	1000	**NC -**
074114	Disco para antibiograma 13 mm	1000	**NC -**
175100	Disco para antibiograma 25 mm	1000	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB