Papeles filtro cuantitativos Whatman™





Calidad estándar, sin cenizas

- Producido a partir de fibras de algodón de alta calidad en salas con control de polvo
- Filtro de alta pureza para una amplia gama de aplicaciones críticas
- 0,007% de cenizas como máximo

Alta calidad, bajo contenido en cenizas

- Tratamiento con ácidos fuertes para mejorar la resistencia química y la resistencia a la humectación
- Superficie lisa y resistente para la recuperación de precipitados
- 0,015% de cenizas como máximo

Alta calidad, sin cenizas

- Tratamiento al ácido para una mayor resistencia tras la humectación en combinación con un residuo de ceniza muy bajo
- Superficie lisa y duradera para una gran variedad de manipulaciones
- 0,006% de cenizas como máximo

Grado (plano)	Velocidad de filtración	Retención (µm)	Espesor (µm)	Gramaje (g/m²)
Filtros cuantitativos sin cenizas (contenido ‹ 0,007 %)				
40	Mediana	8	210	95
41	Rápida	20-25	220	85
42	Lenta	2,5	200	100
43	Mediana a rápida	16	220	95
44	Lento a medio	3	180	80
Filtros cuantitativos endurecidos con un bajo contenido de cenizas (contenido ‹ 0,015 %)				
50	Lenta	2,7	115	97
52	Mediana	7	175	101
54	Muy rápido	20-25	185	92
Filtros cuantitativos endurecidos sin cenizas (contenido ‹ 0,006 %)				
540	Mediana	8	160	88
541	Rápida	20-25	155	82
542	Lenta	2,7	150	93

		Grado 40		Grado 41		Grado 42		Grado 43		Grado 44	
Dimensiones (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
ø 30	100	1440329	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-
ø 42,5	100	1440042	NC -	1441042	NC -	1442042	NC -	-	-	-	-
ø 47	100	1440047	NC -	1441047	NC -	1442047	NC -	-	-	-	-
ø 55	100	1440055	NC -	1441055	NC -	1442055	NC -	-	-	-	-
ø 70	100	1440070	NC -	1441070	NC -	1442070	NC -	-	-	1444070	NC -
ø 90	100	1440090	NC -	1441090	NC -	1442090	NC -	1443090	NC -	1444090	NC -
ø 110	100	1440110	NC -	1441110	NC -	1442110	NC -	1443110	NC -	1444110	NC -
ø 125	100	1440125	NC -	1441125	NC -	1442125	NC -	1443125	NC -	1444125	NC -
ø 150	100	1440150	NC -	1441150	NC -	1442150	NC -	1443150	NC -	1444150	NC -
ø 185	100	1440185	NC -	1441185	NC -	1442185	NC -	1443185	NC -	1444185	NC -
ø 240	100	1440240	NC -	1441240	NC -	1442240	NC -	-	-	-	-
ø 320	100	-	-	1441320	NC -	1442320	NC -	-	-	-	-
8"x 10"	100	-	-	1441866	NC -	-	-	-	-	-	-
460 x 570	100	1440917	NC -	1441917	NC -	-	-	-	-	-	-

Cuantitativo, reforzado con bajo contenido en cenizas y sin cenizas

		Reforzado, bajo contenido en cenizas						Reforzado sin cenizas					
		Grado 50		Grado 52		Grado 54		Grado 540		Grado 541		Grado 542	
Dimensiones (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
ø 24	100	-	-	-	-	-	-	1540324	NC -	-	-	-	-
ø 42,5	100	1450042	NC -	-	-	-	-	1540042	NC -	1541042	NC -	-	-
ø 47	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1541047	NC -	-	-
ø 55	100	1450055	NC -	-	-	1454055	NC -	1540055	NC -	1541055	NC -	1542055	NC -
ø 70	100	1450070	NC -	-	-	1454070	NC -	-	-	1541070	NC -	1542070	NC -
ø 90	100	1450090	NC -	1452090	NC -	1454090	NC -	1540090	NC -	1541090	NC -	1542090	NC -
ø 110	100	1450110	NC -	1452110	NC -	1454110	NC -	1540110	NC -	1541110	NC -	1542110	NC -
ø 125	100	1450125	NC -	1452125	NC -	1454125	NC -	1540125	NC -	1541125	NC -	1542125	NC -
ø 150	100	1450150	NC -	1452150	NC -	1454150	NC -	1540150	NC -	1541150	NC -	1542150	NC -
ø 185	100	1450185	NC -	-	-	1454185	NC -	1540185	NC -	1541185	NC -	1542185	NC -
ø 240	100	1450240	NC -	1452240	NC -	1454240	NC -	1540240	NC -	1541240	NC -	1542240	NC -
ø 320	100	1450320	NC -	-	-	1454320	NC -	-	-	1541320	NC -	-	-
500	100	-	-	-	-	1454500	NC -	-	-	-	-	-	-
Limpieza de superficies	100	1450993	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 x 570	100	-	-	-	-	1454917	NC -	-	-	1541917	NC -	-	-