Papeles de fibra de vidrio sin aglutinante

Grado	Rango de retención (µm)	Gramaje (g/m²) DIN 53104	Espesor (mm)	Velocidad de filtración (s) DIN 53137
FV25	0,7	75	310	0,45
FV22	1	143	200	0,26
FV23	1,2	52	100	0,26
FV21	1,6	52	60	0,26
FV24	2,7	120	30	0,53

- 100% vidrio borosilicato sin aglutinante
- 5 umbrales de filtración para satisfacer todas las necesidades
- Para microfiltración de aire, gases y líquidos
- Resistentes al calor hasta a 500 °C
- Compatibles con la mayoría de los reactivos químicos

NUEVO

Grado	FV25			FV22			FV23			FV21			FV24		
Ø (mm)	Ref. Umbral 0,7 µm	Unid./ caja	€/ caja	Ref. Umbral 1 µm	Unid./ caja	€/ caja	Ref. Umbral 1,2 µm	Unid./ caja	€/ caja	Ref. Umbral 1,6 µm	Unid./ caja	€/ caja	Ref. Umbral 2,7 µm	Unid./ caja	€/ caja
21	257850	100	NC -	-	-	-	257827	100	NC -	257802	100	NC -	257839	50	NC -
24	257851	100	NC -	257814	50	NC -	257828	100	NC -	257803	100	NC -	257840	50	NC -
25	257852	100	NC -	257816	100	NC -	257829	100	NC -	257804	100	NC -	257841	50	NC -
37	257853	100	NC -	257817	50	NC -	257830	100	NC -	257805	100	NC -	-	-	-
42,5	257854	100	NC -	257818	50	NC -	257831	100	NC -	257806	100	NC -	257842	50	NC -
47	257855	100	NC -	257820	100	NC -	257832	100	NC -	257807	100	NC -	257843	50	NC -
55	257856	100	NC -	257821	100	NC -	257833	100	NC -	257808	100	NC -	257844	50	NC -
70	257857	100	NC -	257822	50	NC -	257834	100	NC -	257809	100	NC -	257845	50	NC -
90	257858	100	NC -	257823	50	NC -	257835	100	NC -	257810	100	NC -	257846	50	NC -
110	257859	100	NC -	257824	25	NC -	257836	100	NC -	257811	100	NC -	257847	25	NC -
125	257860	100	NC -	257825	25	NC -	257837	100	NC -	257812	100	NC -	257848	25	NC -
150	257861	100	NC -	257826	25	NC -	257838	100	NC -	257813	100	NC -	257849	25	NC -

Papel de fibra de vidrio con aglutinante

Grado	Rango de retención (µm)	Gramaje (g/m²) DIN 53104	Grosor (mm)
FV27	/	73	0,4
FV29	0,6	73	0,35

- Con aglutinante de resina
- Grado FV29: hidrófilo para análisis de líquidos
- Grado FV27: hidrófobo para análisis del aire
- Resistentes al calor hasta a 180 °C

NUEVO

Grado	FV27			FV29		
Ø (mm)	Ref. Umbral 0,7 µm	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
47	257874	50	NC -	257883	50	NC -
55	257875	50	NC -	257884	50	NC -
70	257876	50	NC -	257885	50	NC -
90	257877	50	NC -	257886	50	NC -
110	257879	50	NC -	257888	50	NC -
125	257880	50	NC -	257889	50	NC -
150	257881	50	NC -	257890	50	NC -

Papeles separadores de fase

- El hidrófobo sustituye al embudo de separación
- 85 g/m²
- Caja de 100

NUEVO

Ø (mm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
70	258184	100	NC -
90	258185	100	NC -
110	258186	100	NC -
125	258187	100	NC -
150	258188	100	NC -
185	258189	100	NC -
240	258190	100	NC -
270	258191	100	NC -

Papel de fibra de cuarzo sin aglutinantes para el control de gases

- 100% fibra de cuarzo
- Para controlar los metales pesados en suspensión en el aire o los gases
- Resistentes al calor hasta a 900 °C

NUEVO

Rango de retención (µm)	Gramaje (g/m²) DIN 53104	Espesor (mm)
1,5	85	0,43

Ø (mm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
25	257891	50	NC -
37	257892	50	NC -
42,5	257893	50	NC -
47	257894	50	NC -
50	257895	50	NC -
55	257896	50	NC -
70	257897	50	NC -
90	257898	50	NC -
110	257899	50	NC -
125	257900	50	NC -
150	257901	50	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB