Papeles filtro de fibra de vidrio Whatman™



Filtros de fibra de vidrio 100% sin aglutinantes.

- Con gran capacidad de carga y retención de partículas muy finas, incluso submicrónicas
- Utilización hasta 500 °C
- Aplicaciones: filtración de aire y análisis gravimétrico de materiales volátiles en atmósferas explosivas
- Filtros GMF 150: filtros de microfibra de vidrio multicapa con una capa superior suelta (10 µm) antes de una capa fina de 1 ó 2 µm. Prefiltro ideal para altas capacidades de carga en combinación con velocidades de filtrado rápidas
- Filtros de fibra de cuarzo QM-A: de microfibra de cuarzo (SiO2) de gran pureza; resistentes a altas temperaturas

Grado	Rango de retención (µm)	Caudal de aire (s/100 mL/in2)	Peso (g/m2)	Espesor (µm)	
		Filtros de fibra de vidrio			
GF/A	**1,6**	4,3	**53**	260	▮ Filtro de uso general ▮ Materia en suspensión ▮ Filtración de algas, cultivos bacterianos ▮ Control atmosférico
GF/B	1	12	143	675	▮ Más grueso que el GF/A: mejor resistencia a la humedad, mejor capacidad de carga
GF/C™	1,2	6,7	53	260	▮ Recomendado para los procesos estándar de dosificación de sólidos en suspensión ▮ Recogida de células, escintilografía líquida ▮ Análisis de aglutinantes
GF/D	2,7	2,2	121	675	▮ Prefiltro de membrana - gran capacidad de carga
GF/F	0,7	19	75	420	▮ Excelente retención, filtración de partículas finas ▮ Purificación de ADN ▮ Ensayos de disolución
934-AH	1,5	3,7	64	435	▮ Superficie lisa, resiste temperaturas de hasta 550 °C ▮ Análisis en ambiente ▮ Contaminación del aire y del agua ▮ Recogida de células ▮ Recuento por centelleo líquido
		Filtros de fibra de vidrio			
GMF 150 - 1 µm	1,2	3,1	139	730	▮ Filtro multicapa con retención progresiva de 10 µm a 1,2 µm
GMF 150 - 2 µm	2,4	1,5	149	750	▮ Filtro multicapa con retención progresiva de 10 µm a 2,4 µm
		Filtros de fibra de cuarzo			
QM-A™	2,2	6,4	85	450	▮ Muestreo de aire, gases ácidos, chimeneas, conductos y aerosoles

Grados estándar

	GF/A			GF/B			GF/C™			GF/D			GF/F		
Dim. (mm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
ø 21	**036281**	100	**NC -**	**036461**	100	**NC -**	**036311**	100	**NC -**	**036465**	100	**NC -**	**036470**	100	**NC -**
ø 24	**036282**	100	**NC -**	**036298**	100	**NC -**	**036312**	100	**NC -**	**036466**	100	**NC -**	**036333**	100	**NC -**
ø 25	**036283**	100	**NC -**	**036299**	100	**NC -**	**036313**	100	**NC -**	**036325**	100	**NC -**	**036334**	100	**NC -**
ø 37	**036284**	100	**NC -**	**036300**	100	**NC -**	**036463**	100	**NC -**	**-**	-	**-**	**036471**	100	**NC -**
ø 42,5	**036285**	100	**NC -**	**036301**	100	**NC -**	**036314**	100	**NC -**	**036467**	100	**NC -**	**036335**	100	**NC -**
ø 47	**036286**	100	**NC -**	**036302**	100	**NC -**	**036315**	100	**NC -**	**036326**	100	**NC -**	**036336**	100	**NC -**
ø 55	**036288**	100	**NC -**	**036303**	100	**NC -**	**036317**	100	**NC -**	**036468**	100	**NC -**	**036337**	100	**NC -**
ø 70	**036291**	100	**NC -**	**036304**	100	**NC -**	**036318**	100	**NC -**	**036327**	100	**NC -**	**036338**	100	**NC -**
ø 90	**036292**	100	**NC -**	**036305**	25	**NC -**	**036319**	100	**NC -**	**036328**	25	**NC -**	**036339**	25	**NC -**
ø 110	**036293**	100	**NC -**	**036306**	25	**NC -**	**036320**	100	**NC -**	**036329**	25	**NC -**	**036416**	25	**NC -**
ø 125	**036294**	100	**NC -**	**036307**	25	**NC -**	**036321**	100	**NC -**	**036330**	25	**NC -**	**036417**	25	**NC -**
ø 150	**036295**	100	**NC -**	**036308**	25	**NC -**	**036322**	100	**NC -**	**036331**	25	**NC -**	**036418**	25	**NC -**
ø 257	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**036332**	25	**NC -**	**036419**	25	**NC -**
460 x 570*	**-**	-	**-**	**036462**	5	**NC -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
460 x 570**	**036297**	25	**NC -**	**036310**	25	**NC -**	**036324**	25	**NC -**	**036469**	25	**NC -**	**-**	-	**-**

* 5 por caja. ** 25 por caja.

+ info en nuestras WEB