Papeles filtro de fibra de vidrio Whatman™



GMF 150



934-AH

Astucia

Entre en la ref. en nuestras WEB para ver la guía de compatibilidad química de filtros de membrana Whatman™

- QM-A: fibra de cuarzo para aplicaciones de hasta 500°C
- 934-AH: para análisis de sólidos en suspensión
- GMF150: multicapa para aplicaciones con líquidos muy cargados

		GMF 150 (1 µm)		GMF 150 (2 µm)		QM-A		934-AH™	
Dimensiones (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
ø 21	100	-	-	-	-	-	-	036482	NC -
ø 24	100	-	-	-	-	-	-	036421	NC -
ø 25	100	-	-	-	-	036428	NC -	036483	NC -
ø 32	100	-	-	-	-	-	-	036484	NC -
ø 35	100	-	-	-	-	-	-	036485	NC -
ø 37	100	-	-	-	-	036429	NC -	036486	NC -
ø 42,5	100	-	-	-	-	-	-	036487	NC -
ø 47	100	036472**	NC -	036474	NC -	036430	NC -	036422	NC -
ø 55	100	-	-	-	-	698026	NC -	036423	NC -
ø 70	100	-	-	-	-	-	-	036424	NC -
ø 90	100	036473*	NC -	036475	NC -	698027	NC -	036425	NC -
ø 110	100	-	-	-	-	-	-	036426	NC -
ø 125	100	-	-	-	-	-	-	036427	NC -
ø 150	100	-	-	-	-	-	-	036488	NC -
8"x10"	100	-	-	-	-	036480	NC -	-	-
8" x 10" (pre numerada)	25	-	-	-	-	036431	NC -	-	-
8" x 10" (pre numerada)	100	-	-	-	-	-	-	036490	NC -

* 20 por caja.
** 40 por caja.

Papeles de fibra de vidrio listos para usar, para MES

- Juego de papel de filtro y copa de aluminio en versión lista para usar según la norma EN872 o método 2540D
- Versión GF/C RTU: lavado, secado y pesado
- Versión GF/C RTU Económica: lavado y secado
- Práctico: membranas prelavadas, prepesadas y listas para usar en cápsulas
- Ahorro de tiempo: racionalización del método mediante la eliminación de las etapas de preparación de la membrana
- Eficaz: retención de partículas finas con caudales elevados
- Gran capacidad de carga: capaz de manipular las muestras más turbias




Método con filtro de fibra de vidrio


Método con GF/C RTU OU 934-AH RTU

Método		GF/C RTU Norma EN 872		GF/C RTU Norma EN 872 Económica		934-AH RTU Método 2540 C y D		934-AH	
Diámetro (mm)	Envase	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
47	100	037338	NC -	800388	NC -	9907-047	NC -	036422	NC -
55	100	490987	NC -	-	-	490987	NC -	036423	NC -
70	100	800391	NC -	800389	NC -	9907-070	NC -	-	-
90	100	037337	NC -	800390	NC -	490988	NC -	036425	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB