Filtros de membrana éster de celulosa mixta

ClearLine

- Hidrófilos y mecánicamente estables
- Gran capacidad de carga
- Para análisis microbiológicos, recuento de colonias o clarificación

NUEVO

Umbral (µm)	0,22	0,45	0,65	0,8	1,2	3	5	8
Caudal (mL/min/cm²@10psi)	12-18	38-71	45-58	87-135	85-121	210-320	280-350	300-360
Punto de burbuja (psi)	52-65	29-40	28-33	16-19	12-14	8-11	7-10	7-8

Membranas no estériles

Ø (mm)	25		47		50		90	
Umbral (µm)	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.
0,22	258204	NC -	258205	NC -	258206	NC -	258207	NC -
0,45	258208	NC -	258209	NC -	258210	NC -	258211	NC -
0,65	258212	NC -	258213	NC -	-	-	-	-
0,8	258214	NC -	258215	NC -	258216	NC -	258217	NC -
1,2	258218	NC -	258219	NC -	-	-	-	-
3	258220	NC -	258221	NC -	-	-	258222	NC -
5	258223	NC -	258224	NC -	-	-	258225	NC -
8	258226	NC -	258227	NC -	-	-	258228	NC -

Membranas estériles

Estéril

Ø (mm)	47		50	
Umbral (µm)	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.
0,22	258282	NC -	258283	NC -
0,45	258230	NC -	258284	NC -

Membranas estériles cuadriculadas


Estéril

Ø (mm)	Blancas con cuadrícula negra				Negras con cuadrícula blanca	
	47		50		47	
Umbral (µm)	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.
0,22	258229	NC -	-	-	-	-
0,45	258231	NC -	258232	NC -	258234	NC -
0,8	258233	NC -	-	-	-	-

Membranas de éster de celulosa MCE

- Membrana de éster de celulosa
- Uso recomendado a temperaturas inferiores a 75°C
- Compatibilidad química: soluciones acuosas y disolventes no polares
- Disponible en una gama de tamaños de poro de 0,025 µm a 8 µm
- Aplicaciones: clarificación y esterilización de fluidos, control de la contaminación por partículas en el aire, análisis microbiológico





Superficie / ø (mm)	Lisa / ø 13 mm		Lisa / ø 25 mm		cuadrícula / ø 25 mm		Lisa / ø 47 mm		cuadrícula / ø 47 mm	
Porosidad (µm)	Ref.	€/caja de 100	Ref.	€/caja de 100	Ref.	€/caja de 100	Ref.	€/caja de 100	Ref.	€/caja de 100
0,025	044145	NC -	044146	NC -	-	-	044147	NC -	-	-
0,05	044142	NC -	044143	NC -	-	-	044144	NC -	-	-
0,1	044139	NC -	044140	NC -	-	-	044141	NC -	-	-
0,22	044119	NC -	044120	NC -	-	-	044121	NC -	-	-
0,45	044124	NC -	044125	NC -	044122	NC -	044126	NC -	044123*	NC -
0,65	044116	NC -	044117	NC -	-	-	044118	NC -	-	-
0,8	044113	NC -	044114	NC -	044111	NC -	044115	NC -	044112	NC -
1,2	044127	NC -	044128	NC -	-	-	044129	NC -	-	-
3,0	044136	NC -	044137	NC -	-	-	044138	NC -	-	-
5,0	044133	NC -	044134	NC -	-	-	044135	NC -	-	-
8,0	044130	NC -	044131	NC -	-	-	044132	NC -	-	-

* Membrana blanca con cuadrícula negra.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB