Filtros de membrana estériles de éster de celulosa Whatman™

Whatman



Estéril

- Para controles microbiológicos
- Envase individual en bandas, formato STL, compatible con los dispensadores Merck Millipore y Sartorius
- Diferentes cuadrículas y colores
- Esterilizados con óxido de etileno
- Ésteres mixtos de celulosa
- Grosor : 135 µm

+ info en nuestras WEB





Membranas STL para usar con el dispensador

Ø (mm)	Color Membrana	Color Cuadrícula	Umbral de filtración (µm)	Ref.	Tipo	Unid./ caja	€/ caja
47	Blanco	Negro	0,2	**10408712**	ME 24/21 STL	4 x 100	**NC -**
			0,45	**10407312**	ME 25/21 STL		**NC -**
	Negro	Blanco		**10407332**	ME 25/31 STL		**NC -**
	Verde	Negro		**10407370**	ME 25/41 STL		**NC -**
50	Blanco		0,2	**10408714**	ME 24/21 STL		**NC -**
			0,45	**10407324**	ME 25/20 STL		**NC -**
		Blanco		**10407314**	ME 25/21 STL		**NC -**
				10407334	ME 25/31 STL		**NC -**
	Verde	Negro		**10407372**	ME 25/41 STL		**NC -**


Membranas envase individual estéril de éster de celulosa Whatman

- Membranas blancas con cuadrícula negra
- Recuperación de E. Coli superior al 90%

Ref.	Ø (mm)	Umbral (µm)	Unid./ caja	€/ caja
036995	47	0,45	100	**NC -**

Filtros de membrana Sartorius

SARTORIUS



- Membranas hidrófilas de ésteres de nitrato de celulosa o de acetato de celulosa
- Estéril en envase individual, o no estéril
- Grosor : 120 - 130 µm

Membranas ø 13 mm

Ref.	Porosidad (µm)	Membrana	Presentación	Unid./ caja	€/ caja
146565	0,45	NC	Blanco	100	**NC -**
146599	0,2	AC	Blanco	100	**NC -**
146595	0,45	AC	Blanco	100	**NC -**

Membranas ø 25 mm

Ref.	Porosidad (µm)	Membrana	Presentación	Unid./ caja	€/ caja
146574	0,2	NC	Blanca, cuadrícula negra	100	**NC -**
146566	0,45	NC	Blanco	100	**NC -**
146569	0,45	NC	Blanca, cuadrícula negra	100	**NC -**
146577	0,45	NC	Negra cuadrícula blanca	100	**NC -**
146581	0,45	NC	Borde hidrófobo cuadrícula negra	100	**NC -**
146600	0,2	AC	Blanco	100	**NC -**
146596	0,45	AC	Blanco	100	**NC -**

Membranas ø 47 mm (AC)

		No estériles			Estériles		
Estándar	Porosidad (µm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Blanco	0,2	**146602**	100	**NC -**	**146601**	100	**NC -**
	0,45	**146598**	100	**NC -**	**146597**	100	**NC -**

		No estériles			Estériles		
Borde hidrófobo	Porosidad (µm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Blanca, cuadrícula negra	0,2	**146607**	100	**NC -**	**146606**	100	**NC -**
	0,45	**146605**	100	**NC -**	**146603**	100	**NC -**
Blanca con cuadrícula negra, borde 6 mm	0,45	-	-	-	**146604**	100	**NC -**

Membranas ø 47 mm (NC)

		No estériles			Estériles		
Estándar	Porosidad (µm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Blanco	0,45	**146568**	100	**NC -**	**146567**	100	**NC -**
Blanca, cuadrícula verde	0,45	**146592**	100	**NC -**	**146590**	100	**NC -**
	0,45	-	-	-	**146591**	1000	**NC -**
Blanca, cuadrícula negra	0,2	-	-	-	**146575**	100	**NC -**
	0,2	-	-	-	**146576**	1000	**NC -**
	0,45	**146572**	100	**NC -**	**146571A**	100	**NC -**
	0,45	-	-	-	**146571**	1000	**NC -**
Negra, cuadrícula blanca	0,45	**146580**	100	**NC -**	**146578**	100	**NC -**
	0,45	-	-	-	**146579**	1000	**NC -**
Verde cuadrícula verde oscuro	0,45	**146589**	1000	**NC -**	**146587**	100	**NC -**
	0,45	-	-	-	**146588**	1000	**NC -**

		No estériles			Estériles		
Borde hidrófobo	Porosidad (µm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Blanca, cuadrícula negra	0,45	**146584**	100	**NC -**	**146582**	100	**NC -**
Blanca con cuadrícula negra, borde 6 mm	0,45	**146583**	100	**NC -**	-	-	-