Filtros de membrana de nylon

ClearLine

NUEVO


- Membranas hidrófilas
- Gran resistencia a los disolventes

Umbral (µm)	0,22	0,45	0,8	1	3
Caudal (mL/min/cm²@10psi)	4-6	9-10	35-40	55-65	80-90
Punto de burbuja (psi)	46-56	30-32	14-17	15-18	5-6

Ø (mm)	25		47		50		90	
Umbral (µm)	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.
0,22	258235	NC -	258236	NC -	258237	NC -	258238	NC -
0,45	258239	NC -	258240	NC -	258241	NC -	258242	NC -
0,8	-	-	258243	NC -	-	-	-	-
1	-	-	258244	NC -	-	-	-	-
3	-	-	258245	NC -	-	-	-	-

Filtros de membrana de nylon hidrófilo

MERCK



- Membranas hidrófilas, ideales para eliminar partículas de disolventes
- Amplia compatibilidad química
- Utilización de hasta 135 °C

Ø (mm)	25		47	
Umbral (µm)	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.
0,22	044190	NC -	044191	NC -
0,45	044192	NC -	044193	NC -

Otros diámetros y umbrales disponibles bajo pedido.

Filtros de nylon/poliamida Whatman™



- Membranas hidrófilas
- Resistente a determinados disolventes orgánicos, adecuado para su uso con muestras de pH elevado (por ejemplo, filtración de fase móvil, tampones, etc.)

Ø (mm)	25		47		50	
Umbral (µm)	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 50 unid.	Ref.	€ 50 unid.
0,22	036874	NC -	036876	NC -	037318	NC -
0,45	036875	NC -	036877	NC -	037319	NC -

Membranas de nylon

PALL

NUEVO



- Membranas muy versátiles, naturalmente hidrófilas
- Resistentes a una gran variedad de disolventes
- Temperatura máxima de uso de 100 °C

Certificado HPLC

Ø (mm)	25		47		90		142	
Umbral (µm)	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 25 unid.
0,22	278504	NC -	278505	NC -	278773	NC -	278774	NC -
0,45	278507	NC -	278508	NC -	278509	NC -	278510	NC -