Filtros de membrana de politetrafluoroetileno (PTFE) Whatman™

Whatman®




- Membrana hidrofóbica, resistente a los disolventes orgánicos y a los ácidos y bases fuertes (por ejemplo, filtración de disolventes para HPLC)

ø (mm)	ø 25 mm		ø 47 mm		ø 50 mm	
Umbral (µm)	Ref.	€/caja de 50	Ref.	€/caja de 50	Ref.	€/caja de 50
0,22	10411405	NC -	036869	NC -	034962	NC -
0,5	698006	NC -	036871	NC -	037317	NC -
1	10411205	NC -	036872	NC -	10411213	NC -
5	-	-	036873	NC -	10411113	NC -

Filtros de membrana Mitex

MERCK




- Membranas de PTFE sin trama.
- Filtro hidrófobo (convertible a hidrófilo con humectación de metanol)
- Utilización de hasta 260 °C
- Filtración en condiciones químicas y térmicas extremas
- Biológica y químicamente inerte

ø (mm)	ø 13 mm		ø 25 mm		ø 47 mm	
Umbral (µm)	Ref.	€/caja de 100	Ref.	€/caja de 100	Ref.	€/caja de 100
5,0	044187	NC -	044188	NC -	044189	NC -
10,0	044184	NC -	044185	NC -	044186	NC -

Filtros de membrana Fluoropore

MERCK



- Membranas de PTFE laminada con malla de polietileno
- Filtro hidrófobo (convertible a hidrófilo con humectación de metanol)
- Utilización de hasta 130 °C
- Clarificación de ácidos, bases y disolventes
- Espectroscopia UV

ø (mm)	ø 13 mm		ø 25 mm		ø 47 mm	
Umbral (µm)	Ref.	€/caja de 100	Ref.	€/caja de 100	Ref.	€/caja de 100
0,22	044173	NC -	044174	NC -	044175	NC -
0,5	044179	NC -	044180	NC -	044181	NC -
1	044170	NC -	044171	NC -	044172	NC -
3	-	-	044182	NC -	044183	NC -

Filtros de membrana de PTFE hidrofilizado LCR


MERCK

ø (mm)	ø 13 mm		ø 25 mm		ø 47 mm	
Umbral (µm)	Ref.	€/caja de 100	Ref.	€/caja de 100	Ref.	€/caja de 100
0,45	044176	NC -	044177	NC -	044178	NC -

- Membranas de PTFE hidrofilizada
- Para la filtración de fluidos acuosos sin humectación previa de la membrana
- Compatible con todos los disolventes utilizados habitualmente de HPLC

Filtros de membrana Omnipore

MERCK



- Membrana de PTFE hidrofilizada con malla de polietileno
- Espesor 85 µm

ø (mm)	ø 13 mm		ø 25 mm		ø 47 mm		ø 90 mm		ø 142 mm	
Umbral (µm)	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 100 unid.	Ref.	€ 25 unid.	Ref.	€ 25 unid.
0,1	053806	NC -	053807	NC -	053808	NC -	053809	NC -	053810	NC -
0,2	053791	NC -	053792	NC -	053793	NC -	053794	NC -	053795	NC -
0,45	053796	NC -	053797	NC -	053798	NC -	053799	NC -	053800	NC -
1	053782	NC -	053783	NC -	053784	NC -	053785	NC -	053786	NC -
5	053801	NC -	053802	NC -	053803	NC -	053804	NC -	053805	NC -
10	053787	NC -	053788	NC -	051810	NC -	053789	NC -	053790	NC -