Embudos de vidrio Duran® filtrantes con placa porosa

Identificación	Vol (ml)	Ø placas (mm)	Ø varilla (mm)	Al. (mm)	Ø int (mm)		Poro N °1 100 - 160 µm	Poro N °2 40 - 100 µm	Poro N °3 16 - 40 µm	Poro N °4 10 - 16 µm	Poro N °5 1 - 1,6 µm
3 D	50	35	10	130	40	Ref.	080557-1	080557-2	080557-3	080557-4	080557-5
						€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
11 D	75	45	10	130	56	Ref.	080558-1	080558-2	080558-3	080558-4	080558-5
						€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
17 D	125	60	10	140	71	Ref.	080559-1	080559-2	080559-3	080559-4	080559-5
						€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
25 D	500	95	22	200	106	Ref.	080560-1	080560-2	080560-3	080560-4	080560-5
						€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
26 D	1000	120	22	320	135	Ref.	080561-1	080561-2	080561-3	080561-4	080561-5
						€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
151 D	4000	175	30	400	202	Ref.	080562-1	080562-2	080562-3	080562-4	-
						€	NC -	NC -	NC -	NC -	-



Embudos de filtración Büchner, varilla con esmerilado

- Embudos Büchner con disco de vidrio fritado
- Vidrio de borosilicato de alta resistencia a los ataques químicos
- Útil cuando los papeles de filtro convencionales serían destruidos por ácidos y álcalis
- Esmerilado macho sobre la caña de salida para adaptarlo directamente sobre el frasco para vacío Büchner Quickfit®

Ref.	Ø aprox. fritado (mm)	Ø aprox. embudo (mm)	Boca macho CN	Porosidad placa porosa (µm)	€
232572	55	71	19/26	3	NC -
232565	55	71	24/29	3	NC -
232566	55	71	29/32	3	NC -



Embudos Büchner de vidrio borosilicato con ranura

Embudos filtrantes de vidrio de borosilicato 3.3, tipo Büchner.

Ref.	Volumen (ml)	ø (mm)	€
046566	70	45 - 48	NC -
046567	125	55 - 60	NC -
046568	220	70 - 73	NC -
046569	500	90 - 95	NC -
046570	1000	110 - 120	NC -

Astucia

Encuentre más embudos filtrantes Büchner en nuestras WEB



Embudos Büchner filtrantes con conexión de vacíio

- Embudos Büchner para filtración al vacío con disco de vidrio fritado
- Vidrio de borosilicato de alta resistencia a los ataques químicos
- Permite la filtración de soluciones que no pueden filtrarse con papeles filtrantes no resistentes a ácidos y álcalis
- Con boca macho Quickfit® para filtración directa en frascos cónicos Quickfit® para vacío



Ref.	Capacidad nominal (ml)	Boca CN	Ø borde (mm)	Ø poro (mm)	Grado de porosidad (µm)	€
232571	30	19/26	40	30	3	NC -
232567	80	24/29	50	40	3	NC -
232568	125	24/29	71	60	3	NC -

Embudos de vidrio Duran® filtrantes cónicos con fritado

Ref.	Identificación	Porosidad	Vol. (ml)	Ø (mm)	Ø placa (mm)	Ø varilla (mm)	Altura (mm)	€
080555	39 D	16 - 40 µm	25	55	25	8	100	NC -
080556	39D	10 - 16 µm	25	55	25	8	100	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB