
Soportes filtro de Pyrex Millipore

MERCK









Incluyen embudo, disco con soporte filtro, pinza de ensamblado de aluminio anodizado, tapón de silicona perforado.

Aplicaciones

- Disco soporte de vidrio fritado: para análisis bacteriológicos de agua, análisis de materiales sólidos en suspensión en el agua
- Disco soporte de vidrio fritado + esmerilado con recubrimiento de Teflon: para análisis bacteriológicos que precisan autoclavado del soporte con el filtro colocado
- Disco soporte de acero inoxidable: para los análisis de la contaminación de partículas en los fluidos e hidrocarburos por gravimetría o contaje de partículas

Soportes filtro 25, 47 y 90 mm

Ref.	Rejilla soporte-filtro	ø filtro (mm)	Capacidad embudo (ml)	Racor de tapón perforado n.º	€
044096B	Vidrio fritado	25	15	5	**NC -**
044099B	Acero inox.	25	15	5	**NC -**
044100B	Vidrio fritado	47	300	8	**NC -**

Kitasatos

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
044097B	Kitasato de 125 ml (øint boca 27 mm)	1	**NC -**
044101B	Kitasato de 1 litro (øint boca 38 mm)	1	**NC -**
044105B	Kitasato de 4 litros	1	**NC -**
044098B	Tapón silicona n°5 perforado para Kitasato 044097B*	5	**NC -**
044102B	Tapón silicona n°8 perforado para Kitasato 044101B y 044105B**	5	**NC -**

* ø parte inferior x ø superior x al (mm) : 24 x 29 x 25 mm.
** ø parte inferior x ø superior x al (mm) : 35 x 43 x 25 mm.

Embudo filtrante de vidrio

DWK LIFE SCIENCES



- Para membrana de 25, 47 o 90 mm
- Portafiltros de vidrio, acero inoxidable o PTFE
- Se completa con una rampa o frasco de vacío

Ref.	Capacidad embudo (ml)	Ø filtro (mm)	Rejilla soporte-filtro	Conexión tapón perforado Nº.	€
097012	15	25	Vidrio fritado	5	**NC -**
290309			Acero inox.		**NC -**
290294B	300	47	Vidrio fritado	8	**NC -**
290322			Acero inox.		**NC -**
290323			Vidrio fritado cubierta de PTFE		**NC -**
290324	1000	90	Vidrio fritado		**NC -**
095208B			Acero inox.		**NC -**

Piezas de recambio

	Para embudo de 25 mm		Para embudo de 47 mm		Para embudo de 90 mm	
Descripción	**Ref.**	**€**	**Ref.**	**€**	**Ref.**	**€**
Abrazadera de aluminio	**290325**	**NC -**	**290314**	**NC -**	**290331**	**NC -**
Embudo	**290326**	**NC -**	**290313**	**NC -**	**290221B**	**NC -**
Base vidrio fritado	**290327**	**NC -**	**290312**	**NC -**	**290332**	**NC -**
Base para rejilla de acero inox.	**290328**	**NC -**	**290312**	**NC -**	**290319**	**NC -**
Rejilla de acero inox.	**290329**	**NC -**	**290330**	**NC -**	**290318**	**NC -**
Base de vidrio PTFE	-	-	**095542B**	**NC -**	-	-

Tapones autoclavables

Ref.	Descripción	€
290333	Tapón de silicona n°5	**NC -**
290334	Tapón de silicona n°8	**NC -**

Soporte Makrolon

SARTORIUS





- De policarbonato autoclavable
- Para membranas de 47 mm
- Versión con embudo o con colector de 250 ml



Ref.	Descripción	€
150771	Embudo Makrolon 250 ml	**NC -**
150198	Unidad Makrolon completa con embudo y colector	**NC -**