Soportes de filtración para membrana

Conjunto que incluye un recipiente superior y un recipiente receptor de polisulfona autoclavable y reutilizable

Dos tipos de recipientes inferiores:

+ receptor completo cerrado con tapón de rosca;
+ o embudo de filtración

- La membrana se fija en cada placa-soporte extraíble situada entre los dos recipientes
- Puede utilizarse en filtración bajo presión ó al vacío
- Para membranas de 47 mm de diámetro

Vol. del contenedor superior	250 ml	250 ml	500 ml	500 ml	500 ml
Tipo de contenedor inferior	Receptor	Embudo	Receptor	Receptor	Embudo
Vol. del contenedor receptor	250 ml	-	500 ml	1000 ml	-
Ref.	029311	029314	029312	029313	029315
€ el juego	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Soporte de filtración para membranas para frascos ISO

Soporte de membrana 47 mm de polisulfona autoclavable y reutilizable
Se enrosca en el cuello de un frasco estándar de laboratorio tipo Schott, Duran, Pyrex de boca 33 ó 45 mm.

- Filtración bajo presión (hasta 1 bar) o al vacío
- Soporte de membrana extraíble
- Recipiente graduado

Ref.	Para botellas de volumen (ml)	Boca (mm)	€
029317	250	45	NC -
029318	500	33	NC -
029319	500	45	NC -



Sistema de filtración LF

- Para filtros de 47 y 50 mm de diámetro
- Protección contra el desbordamiento entre el embudo y la botella
- Sistema LF 30 con tapa compensada por presión sobre el embudo
- Autoclavable

	Set de filtración LF30	Set de filtración LF33
Volumen embudo (ml)	300	100
Material embudo	PES	Acero inoxidable
Volumen botella (ml)	1200	
Material botella (ml)	Policarbonato	
Ref.	886011	886052
€	NC -	NC -



Set sistema de filtración LF y bomba compacta Lafil

- Bomba filtrante compacta
- Se suministra completo con bomba de filtración, sistema de filtración y las tubos de conexión

	Lafil 300		Lafil 400	
Sistema de filtración	LF30	LF32	LF30	LF32
Vacío máximo (mbar abs.)	105		30	
Caudal máximo (l/min)	20			
Ø tubo de aspiración (mm)	8			
Dim. An. x Pr. x Al. (mm)	335 x 230 x 450	335 x 230 x 400	335 x 230 x 450	335 x 230 x 400
Ref.	886131	886129	886009	886132
€	NC -	NC -	NC -	NC -



Accesorios

Ref.	Descripción	€
886141	Base de filtración Lafil 300 sola	NC -
886010	Base de filtración Lafil 400 sola	NC -

Visiten nuestras WEB

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB