Sistema de filtración para botellas con cuello GL45





- Sistema de filtración que permite la recuperación del filtrado directamente en la botella de vidrio
- Adaptador GL45 de polipropileno con junta de PTFE
- Autoclavable
- Mangera de conexión de 8 mm

Sistema completo incluye :

+ embudo de vidrio
+ pinza de fijación de aluminio anodizado
+ portafiltros 47 ou 90 mm
+ tapón de silicona
+ adaptador para botellas de cuello GL 45
+ botella de vidrio de borosilicato GL 45

Modelo	VF12	VF15	VF16	VF17
Embudo (ml)	300	1000		
Kitasatos (ml)	1000	5000		3500
Ø membrana de filtración (mm)	47	90		
Superficie de filtración (cm²)	9,6	40,6		
Soporte-filtro	Vidrio fritado	Acero inox. / PTFE	Vidrio fritado	Vidrio fritado
Ref.	**886006**	**886106**	**886203**	**886204**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorios para sistema

Modelo	VF12	VF15	VF16	VF17
Embudo	**886118**	**886219**		
€	**NC -**	**NC -**		
Abrazadera de aluminio	**886119**	**886220**		
€	**NC -**	**NC -**		
Portafiltros con base de vidrio fritado con tapón de silicona	**886120**	-	**886221**	
€	**NC -**	-	**NC -**	
Portafiltros de PTFE	-	**886222**	-	-
€	-	**NC -**	-	-
Junta de PTFE	-	**886223**	-	-
€		**NC -**	-	-
Base de vidrio con tapón de silicona	-	**886224**	-	-
€	-	**NC -**	-	-
Adaptador para botellas con rosca GL 45	**886008**			
€	**NC -**			
Kit con embudo, pinza de fijación y portafiltros	**886007**	-	-	-
€	**NC -**	-	-	-

Kits de filtración continua

Ref.	Descripción	€
886217	Kit de filtración continua para sistemas VF3/VF6/VF7/VF12	**NC -**
886232	Kit de filtración continua para sistemas VF15/VF16/VF17	**NC -**



Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

