Sistema de filtración WaterVac

- Compacto, ocupa poco espacio en el escritorio
- Ahorro de tiempo
- Múltiples configuraciones posibles
- Ideal para trabajar en una campana extractora

Visiten nuestras WEB

Modelo	WaterVac 100	WaterVac 200
Vacío máximo (mbar)	313	
Caudal máximo (l/min)	4,5	
Ø int/ext del tubo de evacuación (mm)	4 / 8	
Número de plazas	1	2
Dimensiones (L x p x al) (mm)	170 x 120 x 96	214 x 183 x 264
Peso (kg)	1,16	2,8

WaterVac sin base para adaptador


886018

Modelo	WaterVac 100	WaterVac 200
Ref.	886018	886133
€	NC -	NC -


886022

Adaptadores

Ref.	Descripción	€
886022	Adaptador para embudo Sartorius Microsart para WaterVac 100	NC -
886021	Adaptador para embudo Millipore para WaterVac 100	NC -

WaterVac completo con embudo de acero inoxidable de 100 ml


886216

Modelo	WaterVac 100	WaterVac 200
Ref.	886216	886136
€	NC -	NC -

WaterVac MB con base para embudo enroscable


886135


Embudos de acero inoxidable


Tapas para embudos


886014

Modelo	WaterVac 100	WaterVac 200
Ref.	886020	886135
€	NC -	NC -

Embudos de acero inoxidable

- Fijación cuarto de vuelta

Ref.	Volumen (ml)	Tamaño del filtro (mm)	Sistemas compatibles	€
886169	100	47	886039, 886040	NC -
886170	300	47		NC -
886171	500	47		NC -

Tapas para embudos de acero inoxidable

Ref.	Descripción	€
886172	Tapa para embudo de acero inoxidable 100 ml	NC -
886173	Tapa para embudo de acero inoxidable 300 ml y 500 ml	NC -

Embudos de PES

- Fijación magnética

Ref.	Volumen (ml)	Tipo de embudo	€
886014	300	Magnética	NC -
886017	500	Magnética	NC -

WaterVac MS con base para tapón n° 8


886019


886015


886016

Modelo	WaterVac 100	WaterVac 200
Ref.	886019	886134
€	NC -	NC -

Embudos

- 2 materiales del embudo: acero inoxidable o PES
- Con tapón de silicona n.º 8

Ref.	Volumen (ml)	Material	Tipo de embudo	€
886015	300	PES	Magnética	NC -
886016	500			NC -
886166	100	Acero inox.	SF	NC -
886167	300			NC -
886168	500			NC -