Rampas de filtración Rocker

- En versión 3 o 6 vias
- Rampa de acero inoxidable o aluminio según el modelo

3 versiones:

+ MB con base para soporte de filtro de acero inoxidable
+ MS con base para soporte de filtro con tapón de silicona n°8 (magnéticos o de vidrio)
+ Versión sin base para adaptador

Material	Número de vías	Versión	Ref.	€/ caja
Acero inox.	3	MB con embudos de acero inoxidable 100ml	**886196**	**NC -**
	6		**886197**	**NC -**
	3	MB	**886039**	**NC -**
	6		**886040**	**NC -**
	3	MS	**886037**	**NC -**
	6		**886036**	**NC -**
Aluminio	3		**886038**	**NC -**
Acero inox.	3	Para adaptadores	**886122**	**NC -**
	6		**886121**	**NC -**


886036


886039


886038


886196

Adaptadores

Ref.	Descripción	€
886022	Adaptador de embudo Sartorius para rampa Rocker	**NC -**
886021	Adaptador de embudo Millipore para rampa Rocker	**NC -**
886238	Adaptador de embudo PALL para rampa Rocker	**NC -**

Embudos

- Embudos de acero inoxidable
- Fijación cuarto de vuelta

Ref.	Volumen (ml)	Tamaño del filtro (mm)	Sistemas compatibles	€
886169	100	47	886039, 886040	**NC -**
886170	300	47		**NC -**
886171	500	47		**NC -**


Embudos de acero inoxidable

Tapas para embudos de acero inoxidable

Ref.	Descripción	€
886172	Tapa para embudo de acero inoxidable 100 ml	**NC -**
886173	Tapa para embudo de acero inoxidable 300 ml y 500 ml	**NC -**


Tapas para embudos

Bomba Alligator 200

- Ideal para la filtración de un gran número de muestras
- El filtrado se evacúa directamente después de pasar por la bomba
- No precisa contenedor de recolección de residuos
- Conexión Quick-Fit para una fácil conexión en ambos lados de la bomba
- Ideal para aplicaciones de microbiología o pruebas de análisis de agua sin necesidad de recuperación del filtrado

Vacío máximo (mmHg)	525
Caudal máximo (l/min)	4,5
Alimentación	220 V, 2,5 A
Dimensión L x An x Al (cm)	21,4 x 18,3 x 26,4
Materiales en contacto con el filtro	Acero inoxidable 316, FKM, silicona, PP, PPS
Indice de protección	IP64
Ref.	**886127**
€	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB