Bomba Sentino para análisis microbiológicos



NUEVO

- Para embudo magnético, embudos de un solo uso MicroFunnel™ y Microcheck
- Compacto y portátil para facilitar su uso en campanas
- Diseño de flujo peristáltico: sin riesgo de contraflujo o contaminación cruzada
- Parámetros de filtración predefinidos (conforme a las normas U.S. EPA, ISO y ASTM) para optimizar los resultados
- Forma redondeada para una limpieza óptima
- Funciona con pilas o adaptador de corriente

Materiales	Polímero ABS-policarbonato (cuerpo)
	Poliéster (teclado)
	Polipropileno (adaptador para embudo)
Rango de temperatura	15-30 ºC
Altura (cm)	10,4
L x An (cm)	9,5 x 13,6
Peso (gramos)	680

Ref.	Descripción	€
278367	Bomba Sentino	NC -

Piezas de recambio

Ref.	Descripción	€
278206	Tubos y adaptadores estériles	NC -
278066	Adaptador para soporte de filtro magnético	NC -

Soporte de filtro con cierre magnético



NUEVO

- Embudo de polifenilsulfona para membrana de 47 mm
- Autoclavable 121 °C durante 15-20 min
- Cierre magnético con una sola mano
- Durabilidad y mayor seguridad
- Graduación en incrementos de 50 ml
- Se suministra con tapón N°8



Capacidad del embudo (ml)	150	300		500
Accesorios	Sin tapa	Sin tapa	Con tapa	Sin tapa
Altura (cm)	17,8	22,9	22,9	19,6
Diámetro (cm)	7,6	7,6	7,6	8,9
Ref.	278050	278046	278045	278044
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Embudos filtrantes Microfunnel™



NUEVO

- Membrana Supor (PES) ideal para retener pequeños microorganismos
- Membrana GN6 Metricel (esteres mixtos de celulosa)
- Envuelto individualmente, estéril
- Esterilización gamma (15-30 kGy)

Estéril

			100 ml envase ind. estéril			300 ml envase ind. estéril			300 ml doble envase		
Umbral (µm)	Color	Tipo de membrana	Ref.	Unid./caja	€/ caja	Ref.	Unid./caja	€/ caja	Ref.	Unid./caja	€/ caja
0,2	Blanco	Supor con cuadrícula	278184	50	NC -	278196	20	NC -	278205	20	NC -
		Supor	278187	50	NC -	-	-	-	-	-	-
0,45	Blanco	Supor	-	-	-	-	-	-	278175	20	NC -
		GN6 Metricel con cuadrícula	278182	50	NC -	278195	20	NC -	278193	20	NC -
		GN6 Metricel con cuadrícula	278185	200	NC -	-	-	-	-	-	-
		Supor con cuadrícula	278204	50	NC -	-	-	-	-	-	-
	Negro	Supor negro con cuadrícula	278186	50	NC -	-	-	-	-	-	-