
Sistema de filtración al vacío Microsart

- Equipo de filtración al vacío para el control de calidad microbiológico de muestras líquidas
- Uso para zurdos y diestros gracias al soporte de membrana giratorio en 360º
- Fácil recuperación de la membrana sin riesgo de contaminación secundaria gracias al filtro de ventilación estéril de cada estación

Material	Acero inoxidable
Ø de membranas (mm)	47 y 50
Esterilización	Autoclavable 121°C o 134°C, calor seco: 150 °C, paso a la llama
Soporte de membrana	Fritado de acero inoxidable
Racores	Oliva dentada para conexión a un tubo de vacío con diámetro inferior a 7 mm



Astucia Encuentre accesorios y bombas en nuestros sitios web

Rampa Microsart - versión sin embudos

- Para completar con un embudo de filtrado

Número de plazas	Para embudos Microsart		Para unidades Biosart 100		Para unidades Biosart 250	
	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
1	**845015**	**NC -**	**845019**	**NC -**	**845023**	**NC -**
2	**845016***	**NC -**	**845020***	**NC -**	**-**	**-**
3	**845017**	**NC -**	**845021**	**NC -**	**845024**	**NC -**
6	**845018**	**NC -**	**845022**	**NC -**	**845025**	**NC -**

* Cuerpo de la rampa en ángulo.

Rampa Microsart - versión completa con embudos

- Se suministra con embudos de 100 o 500 ml (tapa y junta), soporte para filtro de 47 y 50 mm (con placa porosa y junta), tapones y tubo de silicona con conexión rápida (20 cm)

Ref.	Número de puestos	Embudo (ml)	€
845026	1	100	**NC -**
845027	3	100	**NC -**
845028	6	100	**NC -**
845029	1	500	**NC -**
845030	3	500	**NC -**
845031	6	500	**NC -**

Piezas de recambio

Ref.	Descripción	€
845036	Conector tapón para cerrar la rampa	**NC -**
845032	Soporte para el uso de embudos Microsart, unidades Microsart y unidades Biosart 100	**NC -**
845033	Placa porosa para soporte 845032	**NC -**
845034	Soporte para el uso de embudos Biosart 250 y de acero inoxidable	**NC -**
146995	Placa porosa para soporte 845034	**NC -**
6980124B	Junta plana de silicona (2 unid.)	**NC -**
150243	Junta plana de PTFE	**NC -**
150484	Adaptador para unidades Biosart 100	**NC -**
150466	Tapón para cerrar el orificio de ventilación	**NC -**
150242	Embudo de acero inoxidable de 100 ml	**NC -**
150972	Tapa para embudo de 100 ml	**NC -**
147828	Junta de silicona para tapa de embudo 100 ml	**NC -**
147885	Embudo de acero inoxidable de 500 ml	**NC -**
147884	Tapa para embudo de 500 ml	**NC -**
147886	Junta de silicona para tapa de embudo 500 ml	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
150245	Minisart SRP25 filtro event estéril (50 uni.)	**NC -**
845037	Conector rápido para la conexión de dos rampas	**NC -**
148950	Tubo al vacío de silicona con conector rápido, 1 m	**NC -**
148951	Tubo con conector rápido lado presión, 1 m	**NC -**
845040	Tubo con conector rápido lado presión, 10 m	**NC -**
150197	Bomba E jet	**NC -**

Rampa de filtración en vacío tres puestos

Rampa de 3 puestos de acero inoxidable para la filtración con vacío.
Cada puesto contiene una válvula-grifo, una salida y un tapón stopper nº8
Unido a un tubo para vacío de diámetro interno 9,5 mm (3/8).
El soporte acepta embudos de filtración de un solo uso, reutilizables, o soportes de membranas con embudos 029314 y 029315.

Ref.	Descripción	€
029310	Soporte tres puestos acero inoxidable	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB