Viales filtrantes para HPLC y U-HPLC Mini-UniPrep™ Whatman™ polipropileno





- 3 en 1: jeringa, filtro y vial
- Ahorro de tiempo: procesamiento de muestras 3 veces más rápido
- Amplia selección de membranas, umbral de parada de 0,2 ò 0,45 µm
- Reducción del número de consumibles (reducción de costes de hasta un 40%)
- Innovador: al comprimir el pistón en el interior de la ampolla donde se encuentra la muestra, el filtrado listo para usar termina en la parte superior
- Práctico: Los Mini-UniPrep se ajustan a la mayoría de los automuestradores

Aplicaciones

+ HPLC / U-HPLC
+ Análisis de rutina
+ Precipitación de proteínas
+ Pruebas de solubilidad
+ Ensayos de disolución
+ Filtración de muestras



Dimensiones	Equivalente a los tubos 12 x 32 mm
Material tubo / filtro / septo	Polipropileno / Según modelo / PTFE recubierto de Silicona
Capacidad de Filtración	0,4 ml
Fuerza nominal de compresión	8,2 kg
T° máxima de funcionamiento	50 °C

Membranas y aplicaciones

Membrana	Tipo de Muestra
Microfibra de vidrio (GMF)	Líquidos cargados de partículas
Nylon (NYL)	Muestras acuosas y orgánicas de pH 3 a 10
Polipropileno (PP)	Filtración general de medios o muestras a base de disolventes
Politetrafluoroetileno (PTFE)	Soluciones químicamente agresivas
Polietersulfona (PES)	Muestras biológicas que requieren una baja unión de proteínas a la membrana
Fluoruro de polivinilideno (PVDF)	Disolventes acuosos/orgánicos baja adsorción inespecífica de proteínas
Filtro de profundidad de polipropileno (DP PP)	Disolventes acuosos/orgánicos - filtración rápida y gran capacidad de carga
Celulosa regenerada	Disolventes acuosos y orgánicos

Mini-UniPrep con septum preperforado

Membrana	Umbral (µm)	Ref.	€/ 100 unid.	Ref.	€/ 1000 unid.
GMF	0,45	036257	NC -	036269	NC -
DP PP	0,45	036256	NC -	036268	NC -
PES	0,2	036253	NC -	036265	NC -
	0,45	036260	NC -	-	-
PVDF	0,2	036250	NC -	036262	NC -
	0,45	036255	NC -	036267	NC -
NYL	0,2	036251	NC -	036263	NC -
	0,45	036258	NC -	-	-
PP	0,2	036254	NC -	036266	NC -
	0,45	036261	NC -	036273	NC -
PTFE	0,2	036252	NC -	036264	NC -
	0,45	036259	NC -	036271	NC -

Mini-UniPrep

Membrana	Umbral (µm)	Ref.	€/ 100 unid.	Ref.	€/ 1000 unid.
GMF	0,45	036235	NC -	036247	NC -
DP PP	0,45	036142	NC -	036246	NC -
PES	0,2	036232	NC -	-	-
	0,45	036238	NC -	036249	NC -
PVDF	0,2	036230	NC -	036240	NC -
	0,45	036234	NC -	036245	NC -
NYL	0,2	036231	NC -	036241	NC -
	0,45	036236	NC -	036248	NC -
RC	0,2	036854	NC -	036856	NC -
	0,45	036855	NC -	036857	NC -
PP	0,2	036233	NC -	036244	NC -
	0,45	036239	NC -	036144	NC -
PTFE	0,2	036143	NC -	036242	NC -
	0,45	036237	NC -	036145	NC -

Compresor manual



MUPMCBT8



MUPMCPBC8

Ref.	Descripción	€
MUPMCPBC8	Multi-compresor para Mini-UniPrep de polipropileno con rack	NC -
MUPMCBT8	Rack de recambio para Multi compresor de polipropileno	NC -

Mini-UniPrep ámbar

Membrana	Umbral (µm)	Ref.	€/ 100 unid.
GMF	0,45	036225	NC -
DP PP	0,45	036224	NC -
PES	0,2	036221	NC -
PVDF	0,2	036218	NC -
	0,45	036223	NC -
NYL	0,2	036219	NC -
	0,45	036226	NC -
PP	0,2	036222	NC -
	0,45	036229	NC -
PTFE	0,2	036220	NC -
	0,45	036227	NC -