Sistema de filtración Claristep Sartorius

SARTORIUS

- Hasta 8 muestras simultáneamente
- No requiere jeringa, bomba de vacío, ni alimentación eléctrica
- Para muestras de 60 µl a 600 µl
- Volumen muerto ‹30 µl
- Un sistema de ranuras permite guiar el tapón en la posición correcta para un cierre simultáneo y preciso
- Tiempo de contacto de las muestras con los filtros y tapones extremadamente corto para óptimos resultados, sin contaminación
- Los líquidos filtrados se recogen en frascos de 12 x 32 mm de acuerdo con el método de análisis a realizar



La unidad de filtración Claristep incluye :

+ un soporte, una tapa y una placa intercambiable para un posicionamiento sencillo y preciso de las muestras;
+ filtros : el líquido pasa a través del filtro gracias a una bolsa de aire que se forma en cada filtro cuando la unidad está cerrada.. Esta bolsa de aire se libera cuando el usuario suelta la tapa.

Ref.	Descripción	€
153033	Sistema de filtración Claristep completo	**NC -**
153034	Placa para sistema de filtración Claristep	**NC -**

Filtros

- De celulosa regenerada (RC)
- Cuerpo de polipropileno
- Ø (mm) : 9,7
- No estériles
- Autoclavables

Ref.	Porosidad (µm)	Unid./ caja	€/ caja
153032	0,2	96	**NC -**
153031	0,2	480	**NC -**
153030	0,45	96	**NC -**
153029	0,45	480	**NC -**

Sistemas de filtración Millex Samplicity

Alternativa de alto rendimiento a los filtros jeringa durante la preparación de la muestra para cromatografía.

- De polipropileno
- Sistema de vacío para 1 a 8 muestras
- Filtración sin fuerza manual
- Para la filtración de pequeñas muestras de menos de 300 µl
- Dimensiones L x An x Al: 445 x 102 x 91 mm
- Peso: 1,32 kg



Sistemas de filtración Samplicity

Ref.	Descripción	€
044444	Sistema de filtración Samplicity G2 Blue	**NC -**
044445	Sistema de filtración Samplicity G2 Green	**NC -**
044448	Tapa de reemplazo	**NC -**

Filtros Millex para el sistema Samplicity G2

Tamaño de los poros (µm)	Vol. maxi (ml)	Membrana	Cuerpo de filtro	Entrada / Salida	Tipo Millex	Ø (mm)	Ref. Merck Millipore	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
0,22	1,6	Durapore	PP	LL/LT	Millex-GV	33	SAMP2GVNB	**044438**	250	**NC -**
0,45	1,6	Durapore	PP	LL/LT	Millex-GV	33	SAMP2HVNB	**044439**	250	**NC -**
0,22	1,6	Express Plus	PP	LL/LT	Millex-GP	33	SAMP2GPNB	**044440**	250	**NC -**
0,45	1,6	Express Plus	PP	LL/LT	Millex-GP	33	SAMP2HPNB	**044441**	250	**NC -**
0,2	1,6	Nylon	PP	LL/LT	Millex-GN	33	SAMP2GNNB	**044442**	250	**NC -**
0,45	1,6	Nylon	PP	LL/LT	Millex-GN	33	SAMP2HNNB	**044443**	250	**NC -**

Filtros Samplicity Millex: filtros con embudo integrado

Tamaño de los poros (µm)	Vol. maxi (ml)	Membrana	Cuerpo de filtro	Entrada / Salida	Ø (mm)	Ref. Merck Millipore	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
0,45	1,6	PVDF	HDPE	Samplicity Millex	25	SAMPHV001	**044446**	96	**NC -**
0,45	1,6	PVDF	HDPE	Samplicity Millex	25	SAMPHV004	**044447**	384	**NC -**

Filtros de jeringa Millipore Millex de 13 mm certificados para HPLC

MERCK

- 4 membranas según las aplicaciones
- Ref. y umbral de filtración anotados en el cuerpo del filtro
- Cuerpo de filtro de polipropileno
- Conexión Luer lock hembra / Luer macho
- Volumen de 1 a 10 ml
- Volumen muerto < 15 µl



Membrana	PVDF			NYLON			PTFE hidrofilizado			PTFE		
Umbral (µm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
0,2	**051384**	100	**NC -**	**051421**	100	**NC -**	**044452**	100	**NC -**	**051412**	100	**NC -**
	051418	1000	**NC -**	**051422**	1000	**NC -**	**044453**	1000	**NC -**	**051413**	1000	**NC -**
0,45	**051233**	100	**NC -**	**051233**	100	**NC -**	**044449**	100	**NC -**	**051415**	100	**NC -**
	051419	1000	**NC -**	**051419**	1000	**NC -**	**044450**	1000	**NC -**	**051416**	1000	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB