Filtros de jeringa Millex 33 mm no estériles para la preparación de muestras



- Para clarificar soluciones acuosas y mezclas orgánicas
- 4 tamaños de filtro en función del volumen a filtrar
- Ø de 33 mm que ofrece casi un 20% más de superficie de filtración que los filtros de Ø 25 mm / bajo volumen muerto (< 80 µl).
- 5 tipos de membranas según la aplicación
- Entrada luer lock /salida luer macho
- Cuerpo de polipropileno para Ø 33 mm, de HDPE para otros diámetros

Durapore (PVDF)

Baja adsorción de proteínas. Para la filtración de 1 a 200 ml de solución que contenga proteínas antes del análisis cromatográfico.

Ø (mm)	4				13				33			
Umbral (µm)	Ref.	Ref. Merck	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Ref. Merck	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Ref. Merck	Unid./ caja	€/ caja
0,2	**051217**	SLGVR04NL	100	**NC -**	**051384**	SLGVX13NL	100	**NC -**	**051569**	SLGV033NS	50	**NC -**
0,2	**-**	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**051570**	SLGV033NB	250	**NC -**
0,2	**051218**	SLGVR04NK	1000	**NC -**	**051418**	SLGVX13NK	1000	**NC -**	**051571**	SLGV033NK	1000	**NC -**
0,45	**051225**	SLHVR04NL	100	**NC -**	**051233**	SLHVX13NL	100	**NC -**	**051572**	SLHV033NS	50	**NC -**
0,45	**-**	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	**051573**	SLHV033NB	250	**NC -**
0,45	**051226**	SLHVR04NLK	1000	**NC -**	**051419**	SLHVX13NK	1000	**NC -**	**051574**	SLHV033NK	1000	**NC -**

Express Plus (PES)

Alto rendimiento y eficacia. Para la filtración de 10 a 200 ml de soluciones cargadas de partículas o difíciles de filtrar antes del análisis cromatográfico.

ø (mm)	33			
Umbral (µm)	Ref.	Ref. Merck	Unid./ caja	€/ caja
0,2	**051575**	SLGP033NS	50	**NC -**
0,2	**051576**	SLGP033NB	250	**NC -**
0,2	**057638**	SLGP033NK	1000	**NC -**
0,45	**051578**	SLHP033NS	50	**NC -**
0,45	**051579**	SLHP033NB	250	**NC -**
0,45	**051580**	SLHP033NK	1000	**NC -**

Nylon

Bajo contenido en extraíbles.
Para la clarificación de 10 a 100 ml de soluciones acuosas y orgánicas.

ø (mm)	13				33			
Umbral (µm)	Ref.	Ref. Merck	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Ref. Merck	Unid./ caja	€/ caja
0,2	**051421**	SLGNX13NL	100	**NC -**	**051581**	SLGN033NS	50	**NC -**
0,2	**-**	-	-	**-**	**051582**	SLGN033NB	250	**NC -**
0,2	**051422**	SLGNX13NK	1000	**NC -**	**051583**	SLGN033NK	1000	**NC -**
0,45	**051425**	SLHNX13NL	100	**NC -**	**051584**	SLHN033NS	50	**NC -**
0,45	**-**	-	-	**-**	**051585**	SLHN033NB	250	**NC -**
0,45	**051426**	SLHNX13NK	1000	**NC -**	**051586**	SLHN033NK	1000	**NC -**

LCR : PTFE hidrofilizado

Baja adsorción de proteínas para la clarificación de soluciones acuosas y orgánicas.

ø (mm)	4				13				25			
Umbral (µm)	Ref.	Ref. Merck	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Ref. Merck	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Ref. Merck	Unid./ caja	€/ caja
0,2	**051223**	SLLGR04NL	100	**NC -**	**051344**	SLLGC13NL	100	**NC -**	**051345**	SLLGC25NS	50	**NC -**
0,45	**051231**	SLLHR04NL	100	**NC -**	**-**	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**
0,45	**051232**	SLLHR04NK	1000	**NC -**	**051410**	SLCR013NK	1000	**NC -**	**053841**	SLCR025NK	1000	**NC -**

Fluoroporo : PTFE hidrofóbo

Clarificación de disolventes orgánicos.

ø (mm)	4				13				25			
Umbral (µm)	Ref.	Ref. Merck	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Ref. Merck	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Ref. Merck	Unid./ caja	€/ caja
0,2	**051219**	SLFGR04NL	100	**NC -**	**051412**	SLFGX13NL	100	**NC -**	**051430**	SLFG025NS	50	**NC -**
0,2	**-**	-	-	**-**	**051413**	SLFGX13NK	1000	**NC -**	**051414**	SLFG025NB	250	**NC -**
0,45	**051227**	SLFHR04NL	100	**NC -**	**051415**	SLFHX13NL	100	**NC -**	**051363**	SLFH025NS	50	**NC -**
0,45	**-**	-	-	**-**	**051416**	SLFHX13NK	1000	**NC -**	**051376**	SLFH025NK	1000	**NC -**

Prefiltro AP20 de fibra de vidrio

- Prefiltración de soluciones cargadas
- Cuerpo de filtro de PVC

ø (mm)	25			
Umbral (µm)	Ref.	Ref. Merck	Unid./ caja	€/ caja
0,8 - 8	**051216**	SLAP02550	50	**NC -**