
Millex HPF para la filtración de soluciones cargadas

- Filtración final a 0,45 µm
- De 2 a 4 veces más rápido que una unidad sin prefiltro
- "Automation certified" para automatización Zymark





Tamaño de poros (µm)	Volumen max (ml)	Membrana	Cuerpo de filtro	Entrada/ salida	Tipo Millex	ø (mm)	Ref. Merck Millipore	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
0,2	300	PTFE + prefiltro	HDPE	LL/LT	HPF Millex-LG	25	SLLGM25NS	50	**051802**	**NC -**
0,2	300	Nylon + prefiltro	HDPE	LL/LT	HPF Millex-HPF	25	SLGNM25NS	25	**051804**	**NC -**
0,45	300	Durapore + prefiltro	HDPE	LL/LT	HPF Millex-HV	25	SLHVM25NS	50	**051346**	**NC -**
0,45	300	Durapore + prefiltro	HDPE	LL/LT	HPF Millex-HV	25	SLHVMZ5NZ	200	**051347***	**NC -**
0,45	300	Nylon + prefiltro	HDPE	LL/LT	HPF Millex-HN	25	SLHNM25NS	50	**051348**	**NC -**
0,45	300	Nylon + prefiltro	HDPE	LL/LT	HPF Millex-HN	25	SLHNMZ5NZ	200	**051349***	**NC -**
0,45	300	PTFE + prefiltro	HDPE	LL/LT	HPF Millex-LCR	25	SLCRM25NS	50	**051803**	**NC -**

* Automation certified

Filtros de jeringa Minisart® RC

- Con membrana de celulosa regenerada, hidrófilas
- No estériles, autoclavables
- Para limpieza de soluciones acuosas y de disolventes orgánicos
- Conexión : entrada luer lock, salida luer



Ref.	Umbral de retención (µm)	ø (mm)	Área de filtración (cm2)	Flujo (ml/mm)	Volumen muerto (ml)	Unid./ caja	€/ caja
147072	0,2	4	0,07	3,5	0,005	50	**NC -**
147867	0,45	4	0,07	3,5	0,005	50	**NC -**
147846	0,2	15	1,7	10	0,15	50	**NC -**
147847	0,45	15	1,7	30	0,01	50	**NC -**
147848	0,2	25	4,8	40	0,15	50	**NC -**
147849	0,45	25	4,8	100	0,15	50	**NC -**

Filtros de jeringa Minisart® SRP

- Con membrana de PTFE, hidrófobas
- No estériles, autoclavables
- Para la limpieza de soluciones agresivas, de muestras HPLC y GC
- Conexión entrada luer lock hembra



Ref.	Umbral de retención (µm)	ø (mm)	Área de filtración (cm2)	Flujo (ml/mm)	Unid./ caja	€/ caja
147840	0,2	15	0,6	0,01	50	**NC -**
147841	0,45	15	0,9	0,01	50	**NC -**
147842	0,2	25	1,7	0,1	50	**NC -**
147843	0,45	25	3	0,1	50	**NC -**

Filtros jeringa Nalgene

- Cuerpo de polipropileno
- Membranas de nylon, AC para soluciones hidrófilas, y PTFE para soluciones hidrófobas
- Para volúmenes de 2 a 10 ml (Ø 13 mm) o de 10 a 50 ml (Ø 25 mm)
- Cuerpo del filtro de color según las membranas
- Membrana y umbral de filtración impresos en el lateral del filtro
- No estéril



Membrana		Acetato de celulosa AC			SFCA			Nylon			PTFE		
Color		Rojo			Azul			Rosa			Blanco		
Umbral (µm)	ø (mm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
0,2	4	**028915**	100	**NC -**	-	-	-	**028917**	100	**NC -**	-	-	-
0,2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**029183B**	100	**NC -**
0,2	25	-	-	-	**128028**	100	**NC -**	**128023**	100	**NC -**	**128026**	100	**NC -**
0,2	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,45	4	**028916**	100	**NC -**	-	-	-	**028918**	100	**NC -**	-	-	-
0,45	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**029184B**	100	**NC -**
0,45	25	-	-	-	**128029**	100	**NC -**	**128024**	100	**NC -**	**128027**	100	**NC -**
0,8	25	**128022**	100	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefiltros

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
029292B	Prefiltro de fibra de vidrio 1,1 µm / Ø 25 mm	50	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB