Filtros de jeringa ClearLine®

- 9 tipos de membranas para satisfacer todas las necesidades
- Diámetro de 13 a 33 mm
- Estéril o no estéril
- Código de colores según la membrana
- Cuerpo de polipropileno
- Entrada luer lock hembra/salida luer macho
- Esterilizados rayos gamma
- Versión con prefiltro para soluciones cargadas

Nuestra Selección

Filtros de jeringa para soluciones biológicas o poco agresivas

AC– Acetato de celulosa




- Membrana hidrofílica
- Baja adsorción de proteínas
- Resistencia limitada a los disolventes

MCE - Mezcla de ésteres de celulosa



- Membrana hidrofílica
- Biológicamente inerte

PES - Polietersulfona



- Membrana hidrofílica de alto flujo
- Alta resistencia térmica
- Baja adsorción inespecífica de proteínas
- Para la filtración rápida de soluciones viscosas

PVDF - Polivinilideno



- Membrana hidrofílica para soluciones cargadas de proteínas
- Baja adsorción de proteínas
- Buena resistencia a los disolventes

Filtros de jeringa		AC			PES			MCE			PVDF		
Caudal (ml/mn@10psi) a 0,45 µm		92 - 116			118 - 162			85 - 116			70 - 105		
Punto de burbuja (psi) a 0,45 µm		36 - 39			42 - 49			25 - 33			11 - 23		
pH		3 - 7			4 - 8			4 - 8			1 - 14		
Umbral (µm)	**Ø (mm)**	**Ref.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**	**Ref.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**	**Ref.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**	**Ref.**	**Unid./ caja**	**€/ caja**
No estéril													
0,22	13	**257239**	100	**NC -**	**257190**	100	**NC -**	**257166**	100	**NC -**	**257218**	100	**NC -**
	25	**257155**	100	**NC -**	**257194**	100	**NC -**	**257170**	100	**NC -**	**257214**	100	**NC -**
	33	**257159**	100	**NC -**	**257198**	100	**NC -**	**257174**	100	**NC -**	**257222**	100	**NC -**
Prefiltro +0,22	25	**257245**	50	**NC -**	**257247**	50	**NC -**	**257271**	100	**NC -**	**257249**	50	**NC -**
0,45	13	**257241**	100	**NC -**	**257192**	100	**NC -**	**257168**	100	**NC -**	**257220**	100	**NC -**
	25	**257157**	100	**NC -**	**257196**	100	**NC -**	**257172**	100	**NC -**	**257216**	100	**NC -**
	33	**257161**	100	**NC -**	**257200**	100	**NC -**	**257176**	100	**NC -**	**257224**	100	**NC -**
Prefiltro +0,45	25	**257246**	50	**NC -**	**257248**	50	**NC -**	**257272**	50	**NC -**	**257250**	50	**NC -**
0,8	25	**257244**	100	**NC -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
1,2	25	**257242**	100	**NC -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
5	25	**257243**	100	**NC -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
Envuelto individualmente, estéril													
0,22	13	**257240**	50	**NC -**	**257191**	50	**NC -**	**257167**	50	**NC -**	**257219**	50	**NC -**
	25	**257156**	50	**NC -**	**257195**	50	**NC -**	**257171**	50	**NC -**	**257215**	50	**NC -**
	33	**257160**	50	**NC -**	**257199**	50	**NC -**	**257175**	50	**NC -**	**257223**	50	**NC -**
0,45	13	**257154**	50	**NC -**	**257193**	50	**NC -**	**257169**	50	**NC -**	**257221**	50	**NC -**
	25	**257158**	50	**NC -**	**257197**	50	**NC -**	**257173**	50	**NC -**	**257217**	50	**NC -**
	33	**257162**	50	**NC -**	**257201**	50	**NC -**	**257177**	50	**NC -**	**257225**	50	**NC -**

Filtros jeringa estériles Luer Lock ClearLine®



- Membrana PES o AC
- Cuerpo de polipropileno
- Estériles en blíster individual

Membrana	Ø (mm)	Umbral 0,2 µm	€ 50 unid.	Umbral 0,45 µm	€ 50 unid.
Acetato de celulosa	33	**146560**	**NC -**	**146561**	**NC -**
PES	33	**146564**	**NC -**	**-**	**-**