Filtros jeringa estériles Millex

MERCK

- Estéril
- Ø 33 mm que ofrece casi un 20% más de superficie de filtración que los filtros de 25 mm / bajo vol. muerto (< 80 µl)
- 4 tamaños de filtro en función del volumen a filtrar
- 4 tipos de membranas según la aplicación
- Entrada luer lock /salida luer macho



Membranas:

Durapore : Membrana de PVDF, con muy baja adsorción de proteínas.
Express : Membrana de PES que combina baja adsorción de proteínas y una filtración rápida.
Éster de celulosa : membrana estándar para una gran variedad de usos, disponible en muchas porosidades.
Fluoropore : PTFE hidrófobo para la filtración de gases y disolventes orgánicos.
LCR : PTFE hidrofilizado, universal, para soluciones acuosas y disolventes.

Membrana MF (ésteres de celulosa)

Código color	Azul				
Umbral (µm)	Ref. Merck	Cuerpo de filtro	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Ø 33 mm					
0,22	SLGS033SS	Acrílico	**051337**	50	**NC -**
0,22	SLGS033SB	Acrílico	**051403**	250	**NC -**
0,45	SLHA033SS	Acrílico	**051338**	50	**NC -**
0,45	SLHA033SB	Acrílico	**051404**	250	**NC -**
0,8	SLAA033SS	Acrílico	**051339**	50	**NC -**
0,8	SLAA033SB	Acrílico	**051405**	250	**NC -**

Membrana LCR (PTFE) hidrófila con baja adsorción de proteínas y buena compatibilidad química

Umbral (µm)	Ref. Merck	Cuerpo de filtro	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Ø 13 mm					
0,2	SLLG013SL	PVC	**051400**	100	**NC -**
Ø 25 mm					
0,2	SLLG025SS	PVC	**051323**	50	**NC -**

Membrana Express (PES) baja adsorción de proteínas y alto flujo

Código color	Verde				
Umbral (µm)	Ref. Merck	Cuerpo de filtro	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Ø 33 mm					
0,22	SLGP033RS	Acrílico	**051205**	50	**NC -**
0,22	SLGP033RB	Acrílico	**051409**	250	**NC -**

Membrana Durapore (PVDF) con muy baja adsorción de proteínas

Código color	Amarillo				
Umbral (µm)	Ref. Merck	Cuerpo de filtro	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Ø 4 mm					
0,22	SLGV004SL	HDPE	**051201**	100	**NC -**
0,45	SLHV004SL	HDPE	**051209**	100	**NC -**
Ø 13 mm					
0,22	SLGV013SL	HDPE	**051202**	100	**NC -**
0,45	SLHV013SL	HDPE	**051210**	100	**NC -**
Ø 25 mm					
5	SLSV025LS	Eastar	**051214**	100	**NC -**
Ø 33 mm					
0,1	SLVV033RS	Acrílico	**051375**	50	**NC -**
0,22	SLGV033RS	Acrílico	**051366**	50	**NC -**
0,22	SLGV033RB	Acrílico	**051407**	250	**NC -**
0,45	SLHV033RS	Acrílico	**051350**	50	**NC -**
0,45	SLHV033RB	Acrílico	**051408**	250	**NC -**

Filtros de jeringa estériles Anotop™ Whatman™

Whatman®

- Filtro con membrana Anopore
- Estructura de poros indeformable
- Bajo índice de absorción de proteínas

Estéril

Aplicaciones específicas de cultivo celular
- Esterilización en frío de medios de cultivo
- Filtración de fagos y de virus
- Eliminación de micoplasmas
- Extrusión de liposomas



Ø (mm)	10			25		
Umbral (µm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Anotop™ Plus Whatman con prefiltro de fibra de vidrio						
0,1	**036788**	50	**NC -**	**036789**	50	**NC -**
0,2	**037168**	50	**NC -**	**037169**	50	**NC -**
Anotop™ Whatman™						
0,02	**-**	-	**-**	**036814**	50	**NC -**
0,1	**036176**	50	**NC -**	**036181**	50	**NC -**
0,2	**036177**	50	**NC -**	**036182**	51	**NC -**

Filtros de jeringa estériles Nalgene

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- Filtros de jeringa estériles
- Diámetro 13 mm para volúmenes de 2 a 10 ml
- Diámetro 25 mm para volúmenes de 10 a 50 ml
- Cuerpo del filtro coloreado según las membranas
- Membrana y umbral impresos en el lateral del filtro
- Número de lote y fecha de caducidad en cada envase estéril

Estéril



Membrana		PES			Acetato de celulosa AC			SFCA			Nylon		
Código color		Verde			Rojo			Azul			Rosa		
Umbral (µm)	Ø (mm)	Ref.	Unid./caja	€/ caja	Ref.	Unid./caja	€/ caja	Ref.	Unid./caja	€/ caja	Ref.	Unid./caja	€/ caja
0,22	13	**128025**	100	**NC -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
0,22	25	**028929B**	50	**NC -**	**028928B***	50	**NC -**	**028920B**	50	**NC -**	**028931B**	50	**NC -**
0,22	25	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**028923B**	125	**NC -**	**-**	-	**-**
0,45	13	**028930B**	50	**NC -**	**-**	-	**-**	**028921B**	50	**NC -**	**028932B**	50	**NC -**
0,45	25	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**	**028924B**	125	**NC -**	**-**	-	**-**
0,8	25	**-**	-	**-**	**128022**	100	**NC -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**

* Con prefiltro de fibra de vidrio de 1,1 µm.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB